


Panasonic®

取扱説明書

家庭用 体組成バランス計

品番 EW-FA24



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

この製品は海外では使用できません

W9030FA242 H0618-1078
Printed in China

家族のからだ管理、はじめましょう！

STEP

① 準備

をする

ユーザーデータを

登録する

➡ P.11

※4人分登録できます

4人以外の方も測定できる

ゲストモード機能

もついています！

➡ P.21

STEP

② はかる

体組成

をはかる ➡ P.18

体重のみ

をはかる ➡ P.19

楽しく、かんたんに、続けられる！

楽しく

● ごほうびキラキラ ➡ P.19

かんたん

● 『のるだけID』 ➡ P.18

続ける

● 過去比較 ➡ P.24

● 目標設定 ➡ P.22

STEP

③ 結果

を確認する

測定結果を

確認 ➡ P.23

過去の測定値と
比較 する

➡ P.24

もくじ

はじめに	4
使う前に必ずお読みください	4
安全上のご注意	6
各部のなまえ	7
測定前の準備	8
乾電池を入れる	8
お住まいの地域と日付・時刻を設定する	9
ユーザーデータを登録する	11
測定前の準備(登録内容の変更と消去)	13
ユーザーデータの変更と消去	13
測定する	15
本体を設置する	15
測定する	18
体重だけを測定する	19
ユーザー番号を指定して測定する	20
ユーザー登録せずに測定する (ゲストモード)	21
1か月後の減量目標を設定する	22
測定結果を確認する	23
過去の測定値と比較する	24
総合判定	26
数値のみかた	26
アドバイス	28
お手入れのしかた	36
Q&A(よくあるご質問)	36
定格・仕様	37
こんな異常を感じたら	38
保証とアフターサービス	40
保証書	裏表紙

はじめに

使う前に必ずお読みください





測定するときの3つのお願い

正確な数値が出ないことがありますので必ずお守りください。

1 測定する時間を決める

計測値は朝夕、また体内の水分量によって変わりますので、下図を参考にして毎日同じ時間帯に測定しましょう。

測定におすすめの時間帯： (生活習慣によらず体が安定しているため)



2 素足でのる(靴下などをはかない)





3 平らな床面で使用する

畳やじゅうたんなどの柔らかい床面で使用しない。

測定の年齢範囲について

●9才以下および81才以上の方の体組成については、下記の表をご確認ください。

●17才以下の方の内臓脂肪レベル、体年齢、基礎代謝、筋肉レベル、皮下脂肪率、骨レベルは表示されません。

	9才以下	10～17才	18～80才	81才以上
年齢測定範囲	 0才	 10才	 18才	 80才
体重	○そのまま測定 できます			○そのまま測定 できます
体脂肪率		○そのまま測定 できます	○そのまま測定 できます	○年齢を80才とし て測定できます (体組成は目安と なります)
体幹バランス年齢	×測定不可			
BMI				
その他の体組成		×測定不可		

次のような場合、 本来の測定値と大きな差が出ることがあります

- ・汗をかいたり食事をしたりすると体内の水分が変化し、正しく測れないことがあります。
- ・水分の摂取や入浴などによって、体脂肪率・筋肉レベルの測定に差が出ます。



次のような方は、 本来の測定値と大きな差が出ることがあります

日々の変化をチェックする目的でお使いください

- 成長期の児童
- 高齢者や閉経以降の女性
- むくみのひどい人
- 妊娠中の人
- 風邪などで発熱中の人
- 人工透析患者
- 骨の密度が非常に低い
骨粗しょう症患者
- ボディビルダーやスポーツを職業にしている人
(それに近い人も含む)

ご使用上のご注意




- マイクロ波治療器などを本体近くで使用しないでください。
- 湿気が多い場所、水のかかる場所、直射日光のあたる場所、空調機の風が直接あたる場所や火気のそばには置かないでください。
- 高温、低温、高湿、振動場所では使用しないでください。
- 体組成と体重を測定する目的でのみご使用ください。
- 本製品は精密機器です。落としたり、振動を与えたり、強いショックを与えないでください。
- 重い物をのせたまま保管しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。




■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--



危険

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 下記のような医用電気機器との併用は絶対にしない。<ul style="list-style-type: none">(1)ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器(2)人工心肺などの生命維持用医用電気機器(3)心電計などの装着型医用電気機器 上記機器が誤動作をおこし、事故や身体への著しい障害をまねくおそれがあります。
--	---

警告

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">● 減量や運動療法などのために本器を目安に使う場合は医師か専門家の指導を受ける。 自己診断は健康を害する原因になります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● タイルなど、すべりやすいところで使用しない。● 本体の端部にはのらない。● 体や足、本体表面がぬれたままで使用しない。 すべて転倒し、けがをする原因になります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">● 絶対に改造・分解・修理しない。 思わぬ事故や、トラブルのおそれがあります。


注意

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">● 体の不自由な方が使用するときは、周りの方が注意する。 守らないと踏み外し、けがの原因になります。● 乳幼児が触らないように保管する。 (万一乾電池などを飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する) 守らないと事故やけがの原因になります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 業務用(病院など)には使用しない。 本器は家庭用です。業務用に要求されている機能は備えていません。● 本体の周囲のすき間や穴から、指や針金を差し込まない。 思わぬ事故や、けがの原因になります。● 本体に重いものを落としたり、本体をかたいものにぶつけたり 落としたりしない。ガラス部分に傷を付けたりしない。 ガラスが破損し破片が飛び散り、事故やけがの原因になります。


各部のなまえ

商品をご確認ください

本体




操作部



- 表示部は説明のため、すべて表示しています。

本体(裏面)



※ 製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。


測定前の準備

乾電池を入れる


乾電池は、付属していません。販売店で買い求めください。

パナソニックアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。(単4形乾電池 LR03×4本)
また、エボルタ単4形乾電池、エボルタ単4形充電式電池も使用できます。


- 1 本体を裏返し、電池カバーのつめを押し、電池カバーを矢印方向に持ち上げる



- 2 乾電池の⊕⊖を確認し入れる



- 3 電池カバーを閉める




⚠ 注意




必ず守る

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池の⊕⊖を確かめ、正しく入れる。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 電池交換は必ず同じメーカー(同じ種類)の新しい乾電池を4本同時に行う。守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

電池寿命と交換のめやす

- 電池寿命は約1年です。
(パナソニックアルカリ乾電池[単4形乾電池 LR03×4本]で1日1回4人分使用 [室温23℃]とした場合)
 - アルカリ乾電池以外の乾電池を使用すると、寿命が短くなる場合があります。
 - 室温が低いと、乾電池の寿命が短くなる場合があります。
 - 使用せずに保管していても電池は消耗します。
- 乾電池が消耗していると、表示部に電池消耗マークおよび「」が点灯します。
電池交換は必ず同じメーカー(同じ種類)の新しい乾電池を4本同時に行ってください。
 - 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。




お住まいの地域と日付・時刻を設定する

緯度によって異なる重力加速度の影響を補正し、正確に測定できるように設定します。

地域を設定する

1 切/入 を押す




※ 画面の「A」は地域を意味する記号です。

2 ▲ または ▼ を押して、

下記の表の地域番号を選ぶ

3 ユーザー設定 を押す

選んだ番号が点灯し、地域が確定して、日付・時刻の設定に移ります。



- 一度地域を設定すると、電池交換後は地域設定画面は出ません。
- お住まいの地域が変更になったときは、地域設定を変更してください。(13ページ参照)

測定前の準備

お住まいの地域	選ぶ番号
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 新潟県 富山県 石川県	1
上記以外	2



測定前の準備(つづき)

お住まいの地域と日付・時刻を設定する(つづき)

日付・時刻を設定する


地域の設定が終わると、続けて西暦を示す「2012」が点滅します。

※ 日付・時刻は正しく設定してください。

※ 設定が間違っていると、あなたの年齢や記録された設定値の日付がずれ、正しい測定値を表示しません。

1 「西暦」を設定する


過去比較 または 表示切替 目標 を押して、「西暦」を合わせる



ユーザー を押すと「西暦」が確定し、「月」が点滅します。

2 「月」を設定する


過去比較 または 表示切替 目標 を押して、「月」を合わせる



ユーザー を押すと「月」が確定し、「日」が点滅します。

3 「日」を設定する

過去比較 または 表示切替 目標 を押して、「日」を合わせる



ユーザー を押すと「日」が確定し、「時」が点滅します。

4 「時」を設定する

過去比較 または 表示切替 目標 を押して、「時」を合わせる



ユーザー を押すと「時」が確定し、「分」が点滅します。

5 「分」を設定する

過去比較 または 表示切替 目標 を押して、「分」を合わせる



ユーザー を押すと「分」が確定し、設定が完了します。

設定が完了すると、設定した「地域」、「西暦」、「月・日」、「時・分」が表示されます。

約30秒後に自動的に電源が切れます。

ユーザーデータを登録する


測定する人の生年月日、性別、身長をあらかじめ登録します。登録しなくても測定はできますが、登録しておくことで次回から入力の手間が省け、毎日の測定に便利です。登録は4人まで可能です。4人以外もゲストで測定できますが、測定値の記録はできません。

- 工場出荷時は、初期値として「1982年1月1日、女性、160 cm」が登録されています。
- 設定中にやり直すときは、電源ボタンを押して電源を「切」にし、もう一度最初から入力してください。

登録する途中で、実際に体重・体組成を測って登録する手順があります。
ユーザーデータを登録する前に、「乗り方のポイント」を参照してください。(16ページ参照)


ここでは、ユーザー番号「3」に「35才／女性／162 cm」を設定する手順を説明しています。

1 「切/入」を押す



- ※ 「0.0 kg」が表示されてから、操作を行ってください。

2 「ユーザー番号」を選択する




- ユーザー設定を押すと「ユーザー番号」が確定し、「生まれた年」が点滅します。

3 「生まれた年」を設定する





- ※ 設定範囲は1900～2099年です。
(ただし、現在日付より未来には設定できません。)



- ユーザー設定を押すと「生まれた年」が確定し、「生まれた月」が点滅します。

4 「生まれた月」を設定する




- ユーザー設定を押すと「生まれた月」が確定し、「生まれた日」が点滅します。

測定前の準備(つづき)

ユーザーデータを登録する(つづき)

5 「生まれた日」を設定する


過去比較 または 表示切替 目標 を押して、「生まれた日」を合わせる



ユーザー設定 を押すと「生まれた日」が確定し、「女(性)」が点滅します。

6 「性」を設定する

過去比較 または 表示切替 目標 を押して、「性」を合わせる




ユーザー設定 を押すと「性」が確定し、「身長」が点滅します。

7 「身長」を設定する

過去比較 または 表示切替 目標 を押して、「身長」を合わせる

※ 設定範囲は100.0~200.0 cmです。(0.5 cm刻み)



ユーザー設定 を押すと「身長」が確定します。

8 ここで実際に「体重」と「体組成」を測定する



- ※ 登録時の測定は、「体重」と「体組成」のみです。通常測定よりも測定時間が短くなります。
 - ※ この測定は『のるだけID』機能のための測定です。測定データとしては記憶されません。
 - ※ 「体重」「体脂肪」の測定まで完了しないとユーザーが登録できません。
- 設定が完了すると完了した「身長確定」、「測定完了」の画面が交互に表示されます。約30秒後に自動的に電源が切れます。

測定前の準備(登録内容の変更と消去)

ユーザーデータの変更と消去

登録したユーザーデータの変更と消去を行うことができます。

地域、日付・時刻を変更する場合

1 切入 を押す



【全点灯】 【準備中】

※ 「0.0 kg」が表示されてから、操作を行ってください。

2 ユーザー設定 を3秒以上押す



3 変更したい項目を ユーザー設定 で呼び出して、

過去比較 または 表示切替 目標 で変更する

4 ユーザー設定 を押して、変更を完了

変更が完了すると、設定した「地域」、「西暦」、「月・日」、「時・分」が表示されます。

約30秒後に自動的に電源が切れます。

測定前の準備 / 測定前の準備(登録内容の変更と消去)

登録したユーザーデータを変更する場合

ここでは、ユーザー番号「3」に登録されているデータの年齢を「30才」に変更する手順を説明しています。

- 過去の測定値は、変更したユーザーデータには反映されません。
- 変更後の測定値より、新しいデータで体組成の計算を行います。

1 切入 を押す



【全点灯】 【準備中】

※ 「0.0 kg」が表示されてから、操作を行ってください。

2 ユーザー設定 を押す

過去比較 または 表示切替 目標 を押して、

ユーザー番号「3」を選ぶ



測定前の準備(登録内容の変更と消去)(つづき)

ユーザーデータの変更と消去(つづき)

登録したユーザーデータを変更する場合(つづき)

3 ユーザー番号が点滅している状態で

 を3秒以上押す

生年月日の「年」が点滅します。



※「ユーザーデータを登録する」の
手順3~8を参照してください。
(11ページ参照)

登録したユーザーデータを消去する場合

過去のデータも同時に消去されます。ご注意ください。

1 を押す




【全点灯】

【準備中】

2 を押す

 または  を押して、

「ユーザー番号」を選択して、

 を押す



3 と を同時に押す



「CLR」が点滅

4 を押す



「CLR」が点灯

ユーザーデータが消去され、
初期値に戻ります。
約3秒後に自動的に電源が切れます。

測定する

本体を設置する

木製の床など、固めの場所に水平に置きます。

次の場所には置かないでください。測定値に誤差が出る原因になります。

- 傾斜した床
- じゅうたんなど柔らかい床

自動0.0 kg校正機能について

本製品は乗るだけで電源が入り測定を開始します。そのため、電源が切れているときに自動で定期的に0.0 kg校正を行います。ただし、次の場合、正しく校正が行われない可能性がありますので、ご使用前に必ず、本体の上に何も乗せない状態で、固めの場所に水平に置き、20分以上たってから測定してください。

- 立てかけて保管した場合
- 本体の上に物を置いて保管していた場合
- 本体を持ち運んで移動した直後


測定値が明らかに違うときは、以下の操作を行った後に再測定してください。

- 1 本体を固めの場所に水平に置く
- 2 ボタンを押す
- 3 0.0 kgが表示される
- 4 再度、 ボタンを押し、電源OFFにする

測定する(つづき)

乗り方のポイント

ポイント① 本体に素足でのる




●悪い例



靴下やストッキングをはいて測定しないでください。はいていると「||||」(エラー)が出たり、測定値に誤差が出たりする原因になります。

- 足裏が乾燥しているときは、軽く濡らしたタオルなどで足裏を少し湿らせてからのってください。

ポイント② 足を置く位置に気をつける




電極に足の裏を接触させてください。

- 使う人によって、本体から指先やかかたが出る場合がありますが、測定精度には影響しません。
※ ただし、指先やかかたが床につかないようにしてください。


⚠ 警告

- 本体の端部にはのらない。転倒してけがをするおそれがあります。




ポイント③ まっすぐの姿勢を保つ

- 測定完了まで約10秒間、姿勢を保ってください。



● 悪い例



電極から足をずらす



ヒザを曲げる

体を動かすと「U14」(エラー)が出たり、測定値に誤差が出たりする原因になります。

測定する

「0.0 kg」が表示される前のご注意

- 準備完了合図「0.0 kg」が表示される前に、本体にのったり、本体を動かしたりすると、「U13」(エラー)が出たり、測定値に誤差が出たりする原因になります。
- 「0.0 kg」が表示される前に本体にのると、体重を含んだ状態が「0.0 kg」となり、体重測定できません。

測定する(つづき)

測定する

体重や体組成などをまとめて測定します。

一度に、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、皮下脂肪率、基礎代謝、BMI、筋肉レベル、骨レベル、体年齢、体幹バランス年齢が測定できます。

『のるだけID』機能とは

本商品は乗るだけで電源が入り、測定を開始します。また、ユーザーデータ登録者の中から測定者を認識し、その測定結果を自動的に記憶します。個人を毎回選んで記憶する手間が省けますので、簡単に測定できます。

ご注意

『のるだけID』機能は、以下のとき誤認識することがあります。

- 数日間測定せず体重の変動があったとき
- 体型(体重・体脂肪率の両方)の近い方が測定したとき
- 立てかけたり、持ち運んだり、本機の上に物を置いて保管した直後に測定したとき

1

「**切/入**」を押さずに、

そのまま本体に静かにのり、自動的に電源が入り、測定が開始されます。

測定完了まで動かないで姿勢を保ってください。(約10秒間)

※ 測定中に体を動かすと、「**||||**」(エラー)が出たり測定値に誤差が出たりする原因になります。

- ※ 荷重が約5.0 kg以上検知した場合に「測定中」表示を行い、測定を開始します。
- ※ 地域、日付・時刻設定されていない時は、地域設定画面に移行します。

2 測定が完了したらおoirる

測定結果の確認は23ページを参照してください。

測定中の表示の変化(約10秒間)

- 体重の測定
確定すると1回点滅します。
- 体幹バランス年齢の測定
確定すると1回点滅します。
- 体組成の測定



【測定中】



【測定中】



【測定中】



ユーザー情報を
約1秒間表示します。



【測定完了】

すべての測定が完了
※1 ごほうびキラキラ

※1「ごほうびキラキラ」機能とは


今回の計測値が前回の体重よりも減った場合、液晶にキラキラマークが点滅します。体重が減った量によってキラキラマークの点滅が2段階で変わります。

前回値より300～500 g未満の変化があったとき【遅い点滅】

前回値より500 g以上の変化があったとき【速い点滅】

毎日の測定を楽しく続けていただくための機能です。

※体重のみの機能です。その他の測定項目が変化したときはキラキラ表示されません。



登録者の自動認識ができない場合


体型(体重・体脂肪率の両方)の近い方が他にも登録されている場合、ユーザー選択する表示が出ます。

1 自分の登録データが表示された時に

シフ/レット



を押して、登録する



測定する

体重だけを測定する

体重だけを測定することもできます。

1 を押す

全点灯、「[RL]」(準備中)マークの後に、「0.0 kg」が表示されるまで待ってください。


2 ユーザーを選択せずに、本体に静かにのる

体重が表示されます。


測定する(つづき)

ユーザー番号を指定して測定する

1 を押す

全点灯、「」(準備中)マークの後に、「0.0 kg」が表示されるまで待ってください。

2 を押す

 または  を押して、

「ユーザー番号」を選択して、

 を押す




※ 登録されている内容が表示され、「0.0 kg」が表示されます。

3 本体に静かにのる

自動で測定が開始されます。


測定完了まで動かないで姿勢を保ってください。(約10秒間)

※ 測定中に体を動かすと、「」(エラー)が出たり測定値に誤差が出る原因になります。

ユーザー登録していない方は、「ユーザーデータを登録する」の手順を参照してください。(11ページ参照)

ユーザー登録せずに測定する(ゲストモード)


1 を押す

全点灯、「」(準備中)マークの後に、「0.0 kg」が表示されるまで待ってください。

2 を押す

 過去比較 または  を押して、

ユーザー番号「0」を選択して、

 を押す

「ユーザーデータを登録する」の
手順3～7を参照してください。
(11～12ページ参照)




※ 設定されている内容が表示され、「0.0 kg」が表示されます。

※ 「ごほうびキラキラ」機能は、はたらきません。

3 本体に静かにのる

自動で測定が開始されます。

測定完了まで動かないで姿勢を保ってください。(約10秒間)

※ 測定中に体を動かすと、「」(エラー)が出たり測定値に誤差が出たりする原因になります。

測定する


1か月後の減量目標を設定する

本商品はダイエットをサポートするために、体重の目標設定機能がついています。

1 体重測定を行う

(『のるだけID』機能を使用、あるいはユーザー番号を指定して測定)

2 測定した体重をもとに減量目標を設定する


体重結果表示中に、 を3秒以上押す



※ 変更する時も同様に行う。

3 または を押して、

「減量値」を選択して、

 を押す

※ 設定範囲は-0.5～-10.0 kgです。
(0.5 kg単位)

※ 目標減量値確定後、目標値が点灯し約30秒後に、自動的に電源が切れます。

● 減量目標設定後の表示



← 実測値

← 目標までの減量値


● 目標達成後の表示




← 実測値

※ ユーザー番号、目標値との差と目標達成表示が交互に自動切替表示します。

※ 達成したら「good」が表示されます。



約2秒間




約1秒間

測定結果を確認する

測定した結果を項目ごとに表示し、確認することができます。
各項目の内容については、「総合判定」(26ページ)の該当項目を参照してください。


測定結果表示中に  を押すごとに表示が切り替わります。

※ 「ユーザー登録あり、目標体重設定あり」の場合には、体重の測定結果に目標との差値が表示されます。



表示部の見かた

- 体脂肪率が21.3%でレベルバーが「標準」の場合



測定結果を確認する(つづき)

測定結果が、別の登録者へ登録されてしまった場合


『のるだけID』機能を用いて測定したとき、体型(体重・体脂肪率の両方)の近い登録者を誤認識してしまう場合があります。

ご注意

一度、電源を切ってしまうと登録者の変更ができなくなります。
必ず電源を切る前に変更してください。

1 測定結果を表示しているときに、 を3秒以上押す

すべての登録ユーザー情報を順番に表示します。



2 自分の登録データが表示されたときに を押して登録する

過去の測定値と比較する

体重や体組成の最新の測定値と過去データを比較することができます。

● 過去の比較データは平均値

過去比較の過去のデータは、1週間前～12か月前の対象となる日と、その前後3日間の平均値になっています。

・これは、食べ過ぎによる一時的な変化や、測定を忘れたことによるデータ欠けを防ぐためです。

● 1日に2回以上測定したときは・・・


記録される値は1日に1つだけです。同じユーザー番号で1日に2回以上測定すると、最後に測定した値が記録されます。


● 電池交換したときは・・・


乾電池をはずした状態でも、過去データを記録しています。そのため、電池交換をした場合でも、電池をはずしたときと同じ情報で比較することができます。

過去の測定値と比較する(つづき)

測定後、電源「入」状態から過去データを確認する

1  を押す



2  で見たい項目を表示させる




※ ボタンを押すごとに、他の項目が表示されます。

 を押すごとに履歴が下記のように切り替わります。

「前回値」→「1週間前」→「2週間前」→「3週間前」→「1か月前」→「2か月前」→「3か月前」→「6か月前」→「12か月前」→「今回値」

※ 履歴データがない場合は「- -」表示となります。


電源「切」状態から過去データを確認する場合

1  を押す




【全点灯】 【準備中】


※ 「0.0 kg」が表示されてから、操作を行ってください。

2  を押す


 または  を押して、

「ユーザー番号」3を選択して、

 を押す




「ユーザー番号」点滅 「ユーザー番号」確定

3  を押して過去データを表示させる

 を押すごとに履歴が変わります。

電源「切」状態から確認する場合、履歴の中に「今回値」は表示されません。

「前回値」→「1週間前」→「2週間前」→「3週間前」→「1か月前」→「2か月前」→「3か月前」→「6か月前」→「12か月前」

4  で見たい項目を表示させる

測定結果を確認する／過去の測定値と比較する

総合判定

数値のみかた

下記の表を参考にしてそれぞれの数値の判定をしましょう。
また、28ページのように具体的な数値結果をまとめることによって、
今後の体管理の参考にできます。

主な項目の基準値

測定項目		低い		標準		高い	
体重(kg)		※ BMIからの逆算にて決定 =BMI×身長(m)×身長(m)					
体脂肪率 (%)	男性	5.0~ 7.5未満	7.5~ 10.0未満	10.0~ 15.0未満	15.0~ 20.0未満	20.0~ 25.0未満	25.0以上
	女性	5.0~ 15.0未満	15.0~ 20.0未満	20.0~ 25.0未満	25.0~ 30.0未満	30.0~ 35.0未満	35.0以上
皮下脂肪率 (%)	男性	5.0~ 6.8未満	6.8~ 8.6未満	8.6~ 12.7未満	12.7~ 16.7未満	16.7~ 20.7未満	20.7以上
	女性	5.0~ 14.5未満	14.5~ 18.5未満	18.5~ 22.5未満	22.5~ 26.7未満	26.7~ 30.8未満	30.8以上
内臓脂肪レベル (レベル)				1~5未満	5~10未満	10~15 未満	15以上
基礎代謝量 (kcal/日)	男性	※ 性別および身長などにより数値が異なります。(下記参照)					
	女性						
BMI(0.1刻み)		~14.5未満	14.5~ 18.5未満	18.5~ 22.1未満	22.1~ 25.0未満	25.0~ 30.0未満	30.0以上
筋肉レベル(レベル)		1,2	3,4	5,6	7,8	9	10
骨レベル(レベル)		1,2	3,4	5,6	7,8	9	10

※ 測定値の基準は、当社調べによるものです。


基礎代謝量基準値と基礎代謝量

厚生労働省：日本人の食事摂取基準
(2010年度版)

年齢 (才)	男性			女性		
	基礎代謝基準値 (kcal/kg体重/日)	基準体重 (kg)	基礎代謝量 (kcal/日)	基礎代謝基準値 (kcal/kg体重/日)	基準体重 (kg)	基礎代謝量 (kcal/日)
10～11	37.4	35.5	1 330	34.8	34.5	1 200
12～14	31.0	48.0	1 490	29.6	46.0	1 360
15～17	27.0	58.4	1 580	25.3	50.6	1 280
18～29	24.0	63.0	1 510	22.1	50.6	1 120
30～49	22.3	68.5	1 530	21.7	53.0	1 150
50～69	21.5	65.0	1 400	20.7	53.6	1 110
70以上	21.5	59.7	1 280	20.7	49.0	1 010

※この基準値は目安です。本商品は個人の体組成結果をもとに基礎代謝を算出しています。

結果が出てからの流れ



総合判定

アドバイス

● 体年齢でからだの総合判定をしましょう




体組成とは？

体を構成する組成分で、脂肪・筋肉・骨などがあります。体重や体脂肪だけでなく、基礎代謝や内臓脂肪レベル、筋肉レベルといった「体組成」の状態をチェックすることで、より効果的な健康管理ができます。

※ 体年齢とは、体組成の数値から算出した数値です。目安としてご参照ください。

体組成の結果が出たら、前ページを参照して具体的な結果を見ていきましょう。
また、数値が気になった項目は、アドバイスを見て改善を心がけましょう。

(例) A子さん：実年齢30才、身長158 cm、体重54.8 kgの場合
BMI=22.0【体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)】

数値結果の見かた		↑ 標準以上	■ 標準	↓ 標準以下	
					
↓ 体脂肪率 19.6%	↑ 基礎代謝 1 213kcal	■ 体脂肪率 24.2%	↑ 基礎代謝 1 154kcal	↑ 体脂肪率 31.5%	↓ 基礎代謝 1 095kcal
■ 内臓脂肪 レベル4	↑ 筋肉レベル 9	■ 内臓脂肪 レベル4	■ 筋肉レベル 8	↑ 内臓脂肪 レベル5	↓ 筋肉レベル 7
↓ 皮下脂肪率 17.8%	↑ 骨レベル 9	■ 皮下脂肪率 22.3%	■ 骨レベル 8	■ 皮下脂肪率 26.7%	↓ 骨レベル 7
体年齢 25才 基礎代謝が高く、体脂肪率が低い ため実際の年齢より若い結果に なりました。 また、エネルギーを消費する筋 肉レベルが高いので太りにくい 体質でもあります。		体年齢 30才 実年齢どおり標準的な体組成 です。		体年齢 35才 基礎代謝が低く、体脂肪率が高 いため実際の年齢より高い結果 になりました。 また、エネルギーを消費する筋 肉レベルが低いので太りやすい 体質でもあります。	

● 体幹バランス年齢

体幹バランス年齢とは？

こんなかたは要チェック  姿勢が気になる

バランスの良し悪しをみる事ができる数値です。姿勢や体を支える筋力の目安になります。

姿勢が悪くなる原因

無意識のうちに行っている行動のクセ、あなたはしていませんか？下記項目が当てはまる人は要注意です。

姿勢を悪くするクセ、あなたはしていませんか？



チェック

- 立ち姿をあまり意識しない
- テレビを見るとき横になって寝転がる
- 椅子に座るとき足を組む
- かばんを持つ手やかける肩が決まっている
- 床に座るとき斜め座りをする
- 靴底の減りが左右で違う

数値が悪いとどうなるの？

体のアンバランスは外見にも内面にも影響を与える原因になります。重心が偏っていると、筋肉や脂肪の付き方も偏ってクセのある体型になってしまいます。また、偏った体で内臓を圧迫していることもあります。

改善ポイント

骨盤まわりの筋肉をほぐして鍛えることが効果的です。

骨盤まわりの筋肉は、脊椎を支える重要な働きをしていると言われています。弱ってくると、脊椎が支えられなくなり、猫背になったりして姿勢が悪くなることもあります。

また、内臓やお尻を支える筋肉も弱り、ぼっこりお腹やたれ尻の原因にもなります。

『きれい』への道のりは、正しい姿勢を意識することから！

体の偏りやクセは1日ではなおりません。体で覚えましょう。

◆理想的な姿

お腹に力を入れて背筋を伸ばす

力の抜けた状態では、効果があまり得られません

・まっすぐ前を見る

・あごをひく

・腕を大きく振る

・かかとで着地

・歩幅は広く



・つま先で地面を蹴る

歩く

・あごを引いてまっすぐ前を見る

・肩の力をぬく

・胸をはる

・両足は自然につける



立つ

・上から糸で引っ張られているようなイメージ

・左右均等に加重する

・まっすぐ前を見る

・椅子に深く座る

・足は組まない




座る

総合判定


● 体脂肪率、皮下脂肪率、内臓脂肪レベル

体脂肪率とは？

こんなかたは要チェック  からだを引き締めたい


体脂肪率とは、体重のうち、体脂肪の重さが占める割合です。主な体脂肪には、皮下脂肪と内臓脂肪があげられます。

皮下脂肪率とは？

こんなかたは要チェック  お腹などの脂肪が気になる

皮下脂肪率とは、体重のうち、皮下脂肪の重さが占める割合です。皮下脂肪はお腹、二の腕、お尻、太ももにつきやすく、必要以上の蓄積は、プロポーションのくずれの原因になります。

内臓脂肪レベルとは？

こんなかたは要チェック  生活習慣病が気になる

内臓のまわりについている脂肪がどのくらいのレベルかを表示します。
内臓脂肪レベル「10」は、およそ内臓脂肪面積 100 cm²に相当します。
生活習慣病との関係が深いことが分かってきた内臓脂肪を低いレベルで保つことが管理の大きなポイントです。

体型がくずれる原因

シェイプアップは、日頃からの積み重ねが必要です。適度な運動はもちろん生活習慣を見直してみましょう。下記項目が当てはまる人は要注意です。

こんなことが原因




チェック

- 不規則な生活をしている
- 脂っこい食事が好き
- 菓子類やアルコールが好き
- 運動不足
- 食べすぎ、偏食
- 無理なダイエットを繰り返している
- 食事のスピードが速い

数値が悪いとどうなるの？

同じ身長・体重でも見た目が違って見えます。(右図参照)
また、心臓病、高血圧症、糖尿病、癌、脂質異常症の生活習慣病になりやすいとされています。



改善ポイント

体型が気になる方は定期的に数値を測り理想的な数値を目指しましょう。
適度な運動をすることや、基礎代謝量(32ページ参照)を増やして太りにくい体質にすることも大切です。

肥満にもタイプがあるの？


あなたのタイプは？

体脂肪が体のどこについているかによって内臓脂肪と皮下脂肪に分けられます。

仰向けになって、へその左右を指でつまんで・・・



チェック



皮膚しかつまめなかったら



脂肪ごとつまめたら

リンゴ型肥満(内臓脂肪型肥満)



上半身型肥満ともいい、腹部に脂肪が多くなる肥満で、男性に多い。生活習慣病になりやすい体型なので注意が必要です。

注意

お腹が出ていなくても、「かくれ肥満」の場合もあります。

内臓脂肪は・・・

比較的容易につきやすく、比較的容易にとれやすい性質なので、食事の内容を見直し運動を心がけ、メタボリックシンドロームにも気をつけましょう。

洋ナシ型肥満(皮下脂肪型肥満)



下半身型肥満ともいい、お腹まわり、二の腕、お尻、太ももに脂肪が多くなる肥満で、女性に多い。

皮下脂肪は・・・

一度ついたらなかなかとれない性質なので、減らすには時間がかかります。ダイエットを始めましょう。

メタボリックシンドローム診断基準

内臓脂肪の蓄積と、3つの項目のうち2つ以上を満たすとメタボリックシンドロームと診断されます。健康診断の数値などと合わせて確認しましょう。

必須項目
内臓脂肪(腹腔内脂肪)蓄積 ウエスト周囲径・・・ 男性:85 cm以上 女性:90 cm以上 (内臓脂肪面積 男女とも:100 cm ² 以上)




3つの項目のうち2項目以上
高トリグリセリド血症:150 mg/dL以上 かつ/または 低HDLコレステロール血症:40 mg/dL未満
収縮期(最大)血圧:130 mmHg以上 かつ/または 拡張期(最小)血圧:85 mmHg以上
空腹時高血糖:110 mg/dL以上

日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会の報告によると、内臓脂肪面積が100 cm²を越えると生活習慣病の危険性が高まると指摘されています。

「メタボリックシンドローム診断基準検討委員会」による。

● 基礎代謝、筋肉レベル

基礎代謝とは？

こんなかたは要チェック  体力がなくなってきた

基礎代謝とは、呼吸をする、心臓を動かす、体温を保つなど、生命維持に必要なエネルギーのことで、寝ているときにも消費されます。基礎代謝量が増えると、太りにくい体質になります。

筋肉レベルとは？

こんなかたは要チェック  お腹まわりが気になる

筋肉レベルは、体重のうち、体を動かす筋肉が占める割合です。エネルギーを多く消費してくれる筋肉が多いと、太りにくい体質ともいえます。

疲れやすくなる原因

原因は筋肉の衰え。年齢とともに筋肉は落ちて、体を支える力が弱まります。筋肉が落ちると基礎代謝も悪くなり、体力が落ちて疲れを感じやすくなります。

最近、こんなこと感じていませんか




- 体のラインが変わってきた
- 体力の低下を感じる
- 走ったとき
- 階段が上がったとき
- スポーツをしたとき
- 重いものを持ったとき
- 子供と遊んだとき
- すぐに息が上がる
- 寝ても疲れがとれない

数値が悪いとどうなるの？

日常生活を送るうえで、首、背中、お尻、太ももの筋肉はとても重要です。どんなに筋肉がついていた人でも、トレーニングなどをしっかりしなければ筋肉を維持することはできません。胸が下がってきたり、お尻がたれてきたと感じるのは、支える筋肉が落ちてくるためにおこる現象の1つです。また、活動量が減ると筋肉が細くなって、衰えた筋肉のすき間に脂肪がつくのです。基礎代謝も個人差だけでなく、20代前半をピークに歳を重ねるごとに減っていき、余剰エネルギーが、体に蓄積されやすくなってしまいます。

血液の循環が悪くなって、疲れやすく、体の機能の低下につながることも。



体組成の構成は、年とともに変化！


改善ポイント

筋肉を鍛えましょう。太りにくく、痩せやすい体になるためには、基礎代謝を上げる＝筋肉を鍛えることが大切です。筋肉は体の中で1番多くエネルギーを消費するので、鍛えると脂肪燃焼につながります。

消費カロリー > 摂取カロリー

消費カロリーが摂取カロリーを上回ってれば、シェイプアップにつながります。

- ・基礎代謝：生命を維持するために必要なエネルギー
寝ているときにも消費される
- ・生活活動代謝：日常、体を動かすことにより消費されるエネルギー
- ・食事誘導性代謝：食事をすることで消費されるエネルギー



【1日の消費カロリーの構成】

● BMI

BMIとは？

こんなかたは要チェック お腹まわりが気になる

BMIとは「Body Mass Index」の略で、肥満度を示す国際的な基準です。登録された個人データの身長と測定した体重から算出します。理想的なBMI値は「22」です。

$$\text{BMI} = \text{体重}(\text{kg}) \div \text{身長}(\text{m}) \div \text{身長}(\text{m})$$

肥満になる原因

食べすぎ、偏食、運動不足、ストレス、喫煙、飲酒(飲みすぎ)などが該当します。下記項目が当てはまる人は要注意です。

あなたは大丈夫？



チェック

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 食事は満腹になるまで食べる | <input type="checkbox"/> 甘いものが好き |
| <input type="checkbox"/> 間食をよく摂る | <input type="checkbox"/> 運動習慣が無い |
| <input type="checkbox"/> 濃い味付けが好き | <input type="checkbox"/> お酒を飲むことが多い |
| <input type="checkbox"/> 緑黄色野菜をあまり食べない | <input type="checkbox"/> タバコを吸っている |

改善ポイント

◇運動が続けられるのは、運動する人の心構え次第

ちょっとした工夫で
できる運動
今日から始めましょう

- ・出かけるときは、バス停の1つ手前で降りるなど、目的地まで少しでも歩く
- ・エレベーターやエスカレーターを使わず、階段を使う
- ・買い物には、自転車を使ったり、歩いて行く

◇有酸素運動が効果的・・・無理なくできるウォーキングを上手に取り入れて！

正しいウォーキングの仕方

姿勢:あごを引いて背筋を伸ばし、腕を大きく振る

速さ:いつもより速足でリズムカルに


歩幅:慣れたら歩幅を半歩広く

歩くと酸素をより多く取り入れることとなり、体の中の血液の流れが良くなって、体力アップや健康促進につながります。



体脂肪率とBMIによるからだの分類

体脂肪率とBMIの数値によって体のタイプを知ることができます。
次の5つのタイプ別によって生活習慣を変えていきましょう。



適正タイプ

健康的でバランスのとれた体です。栄養バランスの良い食事と適度な運動を続けて、現状を維持してください。

やせタイプ

見た目がかなりやせています。適度な脂肪は、健康な体に必要なものです。運動量に比べて、摂取カロリーが低いと考えられますが、適度な運動を取り入れると食欲が増進し、筋肉が増えるので体重増加に効果があります。

かくれ肥満タイプ

体重は標準以下であっても、体脂肪の割合の多いタイプです。このままでは、健康を害してしまうかもしれません。見た目からはわかりませんが、本人にも自覚がないことが多いのもこのタイプです。運動不足や、減量食で極端なダイエットを繰り返したりすると、食べる量は多くなくてもカロリーが脂肪に変わりやすくなってしまいます。バランスの良い食事をしっかりととり、運動の習慣をつけましょう。

肥満タイプ

生活習慣病につながるおそれがあるので、体重を落とすとともに脂肪を減らす努力が必要です。まずは、食生活を見直してみましょう。これまであまり運動をしていなかった方は、急にハードな運動を始めるよりも、ウォーキングのような軽い運動をこつこつ続けることをおすすめします。

筋肉質タイプ

見た目は太めだけれど、脂肪は標準かそれ以下です。スポーツをよくする方や、運動量の多い仕事をされている方に多いタイプです。ただ、運動をやめた後もこのままの食生活を続けると運動量に対して摂取カロリーが高くなりすぎます。さらに、これまで蓄えた筋肉も脂肪に変化してしまいますし、肥満になってしまう可能性があります。運動量が減った場合には、少しずつ体重を減らしていきましょう。

● 骨レベル

骨レベルとは？

こんなかたは要チェック  骨を丈夫にしたい

体重のうち骨の重さが占める割合がどれくらいのレベルかを表示します。

骨レベルをチェックすることで、自分の骨の状態を知って食事や運動など生活習慣に気を配り、いつまでも丈夫な骨の維持に役立てましょう。

骨が弱くなる原因

骨量は、加齢とともに減少していきます。

あなたは大丈夫？



チェック

- 運動不足である
- 出産経験がある

- 乳製品、小魚、海草はあまり食べない

数値が悪いとどうなるの？

骨には体を支える、カルシウムを蓄える、内臓・脳を保護するなどの役割があります。

数値が低い(1~4)と骨が弱りかけている可能性があります。

改善ポイント

積極的にカルシウムを摂取し、健康的な生活を心がけましょう。標準以上なら安心できる状態ですが、骨をさらに丈夫にするためには、適度な運動も効果的です。規則正しい生活習慣をつづけましょう。

お手入れのしかた

お手入れ時は、ガラス部分に傷を付けたりしないでください。
ガラスが割れたりヒビが入る原因になります。

●電極の汚れ

台所用洗剤(中性)をうすめて
布にふくませ、固くしぼって軽く
ふき取ってください。

ベンジン、シンナー、
アルコール、熱湯の使用や
水洗いはしない



故障や変色の原因になります。

●保管するとき

- ・立てかけての保管はしないでください。
- ・長期保管されるときは、乾電池を取りはずしてください。

次のような場所には保管しない

- ・高温のところ
- ・多湿のところ
- ・ほこりの多いところ
- ・化学薬品の保管場所
- ・ガスの発生する場所
- ・直射日光の当たるところ
- ・塩分、硫黄分の空気に触れるところ

故障の原因になります。

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)
どのようにして体脂肪をはかっていますか？	両足の間に微弱電流を流して体脂肪を推定しています。
どれぐらいの重さまではかれますか？	体重は136 kgまではかれます。
子どもでも使えますか？	9才以下は、体重のみ測定できます。 10才～17才以下は、体重と体脂肪率とBMIとバランス年齢のみ測定できます。 成長期の子どもは日々体の変化が大きいため、本来の体脂肪率と差が出ることがあります。
測定した体脂肪の値が変動するのですか？	水分摂取や入浴などにより体の水分量が変化すると、体脂肪の測定値が変動します。
体脂肪は、いつはかればよいのですか？	毎回同じ時間帯に測定してください。 (4ページ参照)
肌が乾燥していてもはかれますか？	肌が乾燥していると正しく測れませんので、足を軽く湿らせてからはかってください。
体脂肪をはかるとき、「年月日」や「男」「女」を入力するのはどうしてですか？	「年齢」や「男」「女」により、体脂肪率の計算方法が異なりますので入力が必要です。
バランス年齢がばらつくのですか？	バランス年齢は、その時の疲労度や集中力などに影響を受けますので、条件が変わると、測定値も変化します。
充電式の電池は使えますか？	エボルタ単4形充電式電池も使用できます。

定格・仕様

販売名		体組成バランス計 EW-FA24	
電源		DC6 V (単4形アルカリ乾電池LR03×4 本)	
表示	体重 ^{*1}	計量範囲	0～136 kg
		最小表示 (目量)	100 g (0～100 kg) 200 g (100～136 kg)
	BMI		0.1～136.0
	体脂肪率		5.0～75.0 %
	皮下脂肪率		5.0～60.0 %
	内臓脂肪レベル		1～30 (0.5単位)
	基礎代謝		100～2 999 kcal/日
	筋肉レベル		1～10 (1単位)
	骨レベル		1～10 (1単位)
	体幹バランス年齢		18～80 才
	体年齢		18～80 才
ユーザー登録範囲	日時	2012年1月1日～2099年12月31日	
	生年月日	1900年1月1日～2099年12月31日	
	性別	男/女	
	身長	100.0～200.0 cm	
体重計精度 ^{*2}	68 kgまで	±200 g	
	68 kgを超え 100 kgまで	±300 g	
	100 kgを超え 136 kgまで	±600 g	
本体寸法		高さ 26 mm × 幅 250 mm × 奥行 250 mm	
質量(電池を含まず)		約1 310 g	
輸入元		パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真1006	


お手入れのしかた/Q & A / 定格仕様

※1 体重以外の測定値はカラダ管理の目安としてお使いください。

※2 ご家庭での体重測定を目的とした機器ですので、本製品の売買や物の目方の証明にはお使いいただけません。ご注意ください。

こんな異常を感じたら

●エラー表示の処置

エラー表示	考えられる原因	処置
U01、  と表示されている	乾電池が消耗している	●新しい乾電池に交換してください □ P8ページ 参照
U11と表示される	足が電極に10秒以上接していない	●素足で正しく本体にのり、測定してください (それでもU11が表示される場合は軽く濡らしたタオルなどで、足裏をすこし湿らせてから測定してください) □ P4ページ 、 16ページ 参照
U12と表示される	入力内容が間違っている (体脂肪率が5%未満、75%を超えていると表示します)	●ユーザーデータを登録しなおしてください □ P11ページ 参照
U13と表示される	使用開始前から本体の上に物をのせている	●本体に何も置かず、再度電源を入れなおしてください □ P15ページ 参照
	0.0 kgの表示になる前に本体にのつた	●再度電源を入れなおして、0.0 kgの表示が出てから本体にのってください □ P17ページ 参照
	0.0 kgと表示される前に本体を動かした	●0.0 kgの表示が出るまでは本体を動かさないでください □ P17ページ 参照
U14と表示される	測定中に体が動いている	●測定中は体を動かさないでください □ P17ページ 参照
U15と表示される	体重が136 kgを超えている	●ご使用できません
U17と表示される	体幹バランス年齢測定中に本体に正しくのっていない	●正しくのって測定しなおしてください □ P16ページ 参照

点検後なお異常がある

F**のエラー表示が出た場合
(**には数字が入ります)

ただちに
使用を中止

●お願い●
このような場合、事故防止のため必ず販売店または「修理ご相談窓口」にご相談ください。(40ページ)

●症状の処置

症状	考えられる原因	処置
電源ボタンを押しても何も表示しない	乾電池が消耗している	●新しい乾電池に交換してください 〔P8ページ参照〕
	乾電池の⊕⊖の向きが間違っている	●乾電池の向きを確認してください 〔P8ページ参照〕
体重しか表示されない	ユーザーデータを登録していない	●ユーザーデータを登録してください 〔P11ページ参照〕
	体組成測定前にユーザー番号を選択していなかった	●ユーザー番号を選択してから再度測定しなおしてください 〔P20ページ参照〕
測定値が異常に高い、または低い 測定のたびに極端に値が違う	正しい姿勢で測定していない	●正しい姿勢で測定しなおしてください 〔P16ページ参照〕
	・じゅうたんなどの柔らかい床面や、凸凹のある床面の上で測らない ・自動0.0 kg校正が正しく行われていない	●木製床などの固めの水平の床において測定しなおしてください 〔P4ページ、15ページ参照〕
	足裏が乾燥している	●軽く濡らしたタオルなどで、足裏をすこし湿らせてから測定してください 〔P16ページ参照〕
	0.0 kgが表示される前に本体にのったり動かしたりした	●0.0 kgが表示されるまでは、本体にのったり、動かしたりしないでください 〔P17ページ参照〕
自動認識で測定したら違う人の登録番号が表示された	●ご自身のユーザー番号に変更してください 〔P24ページ参照〕	
ガラスが破損した	●割れたガラスは、素手や素足で触れないでください	

点検後なお異常がある

こんな異常を感じたら

F**のエラー表示が出た場合
(* **には数字が入ります)

ただちに使用を中止

●お願い●
このような場合、事故防止のため必ず販売店または「修理ご相談窓口」にご相談ください。(40ページ)

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」(P.38~39)でご確認のあと、直らないときは、まず電池を抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	体組成バランス計
●品番	EW-FA24
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この体組成バランス計の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.42)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】


パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



本体側面に表示してあるQRコードから登録して
いただくと、品番登録と製造番号を入力する
必要がなく、簡単に登録いただけます。



QRコード



・QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>



理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキュウナナ

0120-878-697 受付時間
9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554



■上記電話番号がご利用いただけない場合

03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

1117

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.41をご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2018