

高性能恒温槽対応ホース

優れた柔らかさと断熱性を両立!

限られたスペースでの配管を可能に

分厚い断熱材に覆われた熱媒ホースは思うように曲がらず「場所を取る」「機器配置が思うようにならない」といった問題がありました。 しかし柔軟性に優れた AG! の熱媒ホースを使うことで、思った位置への配管が容易になり、機器配置の自由度が増し、省スペース化も可能となります。





よく曲がるためドラフトチャンバー内のように限られたスペースでの配管も容易に行えます

負荷が少なく ガラス機器への接続に最適

弾性が強く重量があるホースをガラス 機器への配管に使用すると、ガラスに 負荷がかかり破損の原因となります。

ガラス機器メーカーの AG! が考えた この熱媒ホースは、これまでのホース に比べ、その柔軟性によってガラスに 対する負荷を最小限にし、より安全に ガラス機器をご使用いただけます。



高い柔軟性を持つ熱媒ホース

-90 ~ +250℃の幅広い使用温度範囲

温度範囲の広い循環型恒温槽に対応する使用温度範囲 (-90~+250℃)。

これ1本で高温実験から低温実験まで様々な実験に対応する ことが可能です。



www.theglassplant. com/l-movies02.html

接続簡単! 抜け漏れに強い!

ホースバンドを利用した固定では、増し締めをしないとホースの熱膨張・熱収縮により漏れ・抜けが発生する可能性が高くなります。

AG! の熱媒ホースでは、接続部に主要循環恒温槽では一般的な接続サイズである M16・M30 ネジを採用し、漏れ・抜けの不安を減らします。



恒温槽で一般的な M ネジにて簡単に接続できます。

高い断熱性能でエネルギーロスを最小限に

肉厚のシリコーンスポンジを採用。断熱性が高く、放熱を防ぎ、熱媒のエネルギーロスを最小限にとどめます。 これにより循環型恒温槽の能力をあますことなく伝えます。


断熱性試験


AG! 熱媒ホース (M30) と他社製熱媒ホースを直列に接続した状態で、恒温槽内の熱媒を室温から 280℃まで昇温、 室温から -90℃まで降温。熱媒ホース各位置の温度変化を測定しました。



断熱性試験の様子

熱媒ホースの断熱性検証試験結果(熱媒温度: +280℃)





仕様 • 価格

使用温度範囲 : -90 ~ +250℃

接続部形状 : M16 (IHSF16) / M30 (IHSF30)**

※一部恒温槽では M24、M38 など異なるサイズがござい

ますのでご注意ください。

で使用に関する注意点

•断熱材が膨潤しますので、シリコンオイルが付着した状態で使用しないでください。付着した際はウエスなどを用いて、早めに拭き取ってください。

•接続時には M ネジ部に焼付防止潤滑剤を塗ってご使用ください。

コード No.	型式	接続部		キャップ外径	ホース外径	価格	Parts No.
3395-16-1000	IHSF16-1000	M16	1,000	⊘ 50	Ø 45		1600028079
3395-16-1500	IHSF16-1500		1.500				1600028080
3395-16-2000	IHSF16-2000		2,000				1600028081

コード No.	型式	接続部	L (mm)	キャップ外径	ホース外径	価格	Parts No.
3396-30-1000	IHSF30-1000	M30	1,000	∅ 63	Ø 58		1600028082
3396-30-1500	IHSF30-1500		1,500				1600028083
3396-30-2000	IHSF30-2000		2,000				1600028084
3396-30-3000	IHSF30-3000		3,000				1600028085

AG!

株式会社 旭製作所

木**分** - 工場 = 2864-0025 能木具芸屋市喜近1978



0120-595-996 0968-68-2125



www.agi.co.jp

処点所在地 東京・千葉・名古屋・大阪・姫路・岡山・東広島・大竹・山口 宇部・松山・北九州・熊本

○掲載商品の仕様・価格・デザイン等は予告なく変更する場合がございます
○ カタログ発行 2022 年 11 目 ASAHI221102