

使用方法 (改訂第3版)

女性の下腹部(膣)の脱肛を正常な位置に保持するため、骨盤及び下腹部に巻くストラップをショーツ状に形成した製品です。


！！ショーツの上に重ねてはいてください！！
！！下垂症状のある方は、下垂を戻した状態で使用してください！！
おしり側は深くはき、おなか側は腰骨のどっぴり付近ではきます。
左右の面ファスナー(マジックテープ)を引っ張り上げ、左右で留めて着用します。

次のように、寝た姿勢ではくと効果的です。

- ① サポーターの面ファスナーを外して足を通し、
あお向けに寝ます。そのまま一度腰を持ち
上げて、下垂した内臓をもどします。



- ② おしり側を引き上げ、骨盤の上端に向かって
なるべく深くはきます。



- ③ 左右の面ファスナーを両手で持ち、着脱部を
引き上げ、洗濯表示等が書かれたタグが
隠れる位置で留めてください。





- ④ 背中側をもう一度引っ張り上げます。

Y字のストラップに緩みがある場合は、親指を差し込み背中からおなかに向かってしごき、背中
の緩みを前に持ってきてから、面ファスナーを留め直します。



背面のY字が緩んでいると、
効果が発揮されません。



※尿パッド・吸水ショーツの上からでもご使用いただけます。

※立った姿勢ではく場合も、内臓の下垂を直した状態で着用してください。

※面ファスナーを左右とも留めたまま脱がないでください。

※おなかの部分がずり下がってくる場合は、タグテープを切り、前ネットを高い位置に留めてください。

※面ファスナーに糸くずが溜まったり、強く引きすぎると、はずれやすくなりますのでご注意ください。