

## 【注意事項】

はぐケア 0~3才向け 歯ブラシ イエロー 1本入

### 【使用上の注意】

- ・使用前に水、またはぬるま湯で水分を含ませるとより柔らかくご使用いただけます。
- ・ブラシを強く嚙んだり、引っ張る等しないでください。変形、破損し重大事故の原因となる可能性があります。
- ・ブラシをくわえたまま遊ばせたり、移動させたりしないでください。喉を突く等の重大事故の原因となります。
- ・歯磨き以外の用途には使用しないでください。
- ・使用後はブラシを丁寧に洗浄し衛生的な場所で乾燥させてください。