

【注意事項】

アナと雪の女王 園児用 クリア歯ブラシ 3本セット キャップ1個付

【ご使用上の注意】

- ・お子様の事故を防ぐため、歯みがきをしながら遊んだり、走ったりしないでください。
- ・ブラシを強く噛んだり、引っ張るとブラシ抜けの原因になります。
- ・思わぬ事故の原因となります。お子様が歯みがきをする際は、保護者の監督のもとでご使用ください。
- ・歯ブラシを噛むと毛・毛束の抜け、毛の折れ、口内の怪我の原因となります。お子様ご使用後の歯ブラシに著しい毛の折れ、毛の飛び出しが見受けられる場合、新しい歯ブラシに交換し、正しい歯の磨き方をご指導ください。
- ・火のそばに置かないでください。
- ・ご使用後は本品をよく洗い、水気を切ってよく乾燥させてください。
- ・煮沸や電子レンジ消毒はしないでください。
- ・歯ブラシの毛先が開いたら取り替えてください。
- ・乳幼児の手の届かないところへ保管してください。
- ・ひび割れ、カケが発生した場合には直ちにご使用をおやめください。

- ・ 本来の用途以外には使用しないでください。
- ・ 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。