



非接触体温計(UT-701)の使い方・注意点



おでこの表面温度から
舌下温に換算し表示します。

舌下温は、ワキの下の体温に比べ
0.3~0.5℃高くなります。

平熱には個人差があります。健康時の
舌下温を知っておき、同じ部位での体温と
比べてください。

*赤ちゃんの体温は、
大人より高めに変化しやすく
平熱の幅が広い傾向です。

体温は

- 高 直腸
- 鼓膜
- 舌下
- 低 ワキの下



表面温度は、外気温の影響を受け、
体温(換算温度)にも影響します。

おでこ、体温計ともに使用環境(室温)に
なじませてから測定してください。

- 帰宅直後や、運動・入浴・飲食直後は測定を
避けてください。
- 体温計が使用環境よりも冷えていると高く
表示され、熱くなっていると低く表示されます。

*体温計の状態は、室温表示機能で確認して
ください。



測定の際の注意点

- おでこの状態で体温表示は変わります。
 - ・ 汗を拭く
 - ・ 髪の毛がかからないように
 - ・ エアコン・扇風機などの冷気や
暖気が直接当たらないように
 - ・ 冷却シートははがし、手でなじませる
- 体温計先端の向ける方向、おでこまでの
間隔に注意



おでこで測る
でどヒツと
非接触体温計 UT-701




← 製品の開封方法・
正しい使用方法は
こちら

室内温度表示



普段は室温を表示してスタンバイ。
ベッドサイドやカウンターに置いてい
ただけます。

体温計モード



ONボタンを押して体温測定画面へ切り
替えます。
☑マークを確認したら、額に向けて
STARTボタンを押して体温測定します。


温度計モード



スタンバイ時(室温表示)から、**ONボタン**を
押しながら**STARTボタン**を押すと温度計画
面に替わります。お風呂、ミルク、スープ
などの表面温度を測れます。



1秒で体温測定



3秒長押しで消音

10秒長押しで電源OFF
※基本的にはOFFにせず、
スタンバイ(室温)でご利用下さい



①ONを押しながら

②STARTを押すとモードが
切り替わります