



# 非接触体温計(UT-701)の使い方・注意点



おでこの表面温度から  
舌下温に換算し表示します。

舌下温は、ワキの下の体温に比べ  
**0.3~0.5℃**高くなります。

平熱には個人差があります。健康時の  
舌下温を知っておき、同じ部位での体温と  
比べてください。

\*赤ちゃんの体温は、  
大人より高めに変化しやすく  
平熱の幅が広い傾向です。

体温は

- 高 直腸
- 鼓膜
- 舌下
- 低 ワキの下



表面温度は、外気温の影響を受け、  
体温(換算温度)にも影響します。

おでこ、体温計ともに使用環境(室温)に  
なじませてから測定してください。

■ 帰宅直後や、運動・入浴・飲食直後は測定を  
避けてください。

■ 体温計が使用環境よりも冷えていると高く  
表示され、熱くなっていると低く表示されます。

\*体温計の状態は、室温表示機能で確認して  
ください。



測定の際の注意点

- おでこの状態で体温表示は変わります。
  - ・汗を拭く
  - ・髪の毛がかからないように
  - ・エアコン・扇風機などの冷気や  
暖気が直接当たらないように
  - ・冷却シートははがし、手でなじませる
- 体温計先端の向ける方向、おでこまでの  
間隔に注意



おでこで測る  
**でどヒツと**  
非接触体温計 UT-701




← 製品の開封方法・  
正しい使用方法是  
こちら

## 室内温度表示



普段は室温を表示してスタンバイ。  
ベッドサイドやカウンターに置いてい  
ただけます。

## 体温計モード



**ONボタン**を押して体温測定画面へ切り  
替えます。  
☑マークを確認したら、額に向けて  
**STARTボタン**を押して体温測定します。


## 温度計モード



スタンバイ時(室温表示)から、**ONボタン**を  
押しながら**STARTボタン**を押すと温度計画  
面に替わります。お風呂、ミルク、スープ  
などの表面温度を測れます。



1秒で体温測定



3秒長押しで消音

10秒長押しで電源OFF  
※基本的にはOFFにせず、  
スタンバイ(室温)でご利用下さい



①ONを押しながら

②STARTを押すとモードが  
切り替わります