

医療の現場に、未来に、安全を

HOGY®



グリーンナノとは、いつものプラスチックにわずかな量の機能性マスターバッチを加えるだけで、焼却時のCO₂を削減する次世代のエコ技術です。



焼却時のCO₂を減らす 環境にやさしいマスク

ー日本発の技術「グリーンナノ」を使用していますー



ECOマスク
MM-ECO6



ラテックスフリー
LATEX FREE



ノーズピースが
樹脂製



やさしサステナブル

ECO MASK

Made in Japan

焼却時に発生するCO₂量を抑えたマスク



HOGY ECOマスク MM-ECO6

品 名	サージカルマスク ゴムタイプ			入 数	50枚/箱、20箱/ケース
素 材	ポリプロピレン・ポリエチレン・ ポリウレタン・ポリエステル			JANコード	4550546149528
適 合 規 格					
	BFE	PFE	△P	液体防護	製品グレード
	>98%	≥98%	<5.0mmH ₂ O/cm ²	—	ASTM F2100-02 Sub-micron Filtering
	≥98%	—	<3.0mmH ₂ O/cm ²	—	EN14683:2005 Type II

装着方法



- ① ノーズピースを上にして、マスクを顔の正面にして耳にゴムヒモを掛ける。
- ② ノーズピースを鼻に沿って曲げる。
- ③ ノーズピースを押さえながらマスクを下に広げ、顎の下までカバーする。

使用上の注意事項

- 本製品は防塵・防毒マスクではありません。有害な粉塵やガスなどが発生する場所や、それを防ぐ目的では使用しないでください。
- 肌に異常がある場合およびかゆみの症状など本製品が肌に合わない場合は、使用を中止してください。
- 臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
- 直射日光・紫外線殺菌灯下を避け、常温・常湿・暗所で保管ください。また、消毒剤・芳香剤など、においを発生するもののそばに保管しないでください。
- 火気のそばで使用しないでください。
- 洗濯はできません。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

*グリーンナノはアイトスマシナリー株式会社の登録商標です。
*製品改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社 **ホギメディカル**

〒107-8615 東京都港区赤坂 2-7-7
TEL: 03-6229-1300(代表) FAX: 03-6229-1344
<https://www.hogy.co.jp>

