

立体形状で抜群のフィット性

FEEL EASY, COMFORTABLE!!

1 ウレタン採用でさらにお肌にソフトフィット

花粉カット&やわらか使用感

2 抗菌不織布使用で機能性アップ!

抗菌防臭・防ダニ効果が長時間持続

3 高機能活性炭繊維がのど・鼻をガード!

High-Capacity Activated Carbon Fibers Protect Your Nose & Throat



悪臭・花粉・排気ガス・薬品・雑菌・ほこり等をシャットアウト

SHUT OUT!! SMELL, POLLEN, EXHAUST FUMES, CHEMICALS, DUST ETC.

花粉捕集率

99%以上

特徴

ハイバースマスクⅡ本体に使用されている軟質ウレタンフォームは花粉を99パーセント以上捕集します。マスク内部のフィルターはカイノール高機能活性炭繊維を抗菌不織布で覆っており、有害な各種微粒子を効果的に除去します。臭気の強い場所(薬品臭、煙臭、排気ガス、動物臭、その他)での使用や雑菌などによるアレルギー性鼻炎などに効果的です。通気性と伸縮性にすぐれた「軟質ウレタンフォーム」&「高機能活性炭繊維」&「抗菌不織布」の三層構造がしっかり「のど、鼻を」ガードします。

Characteristics

Soft urethane form of hyper mask II adsorbs pollen more than 99%. Kynol high capacity activated carbon filter covered by anti-bacterial non weaving fabric, adsorbs harmful particles for your health to protect your nose and throat. This filter is 50-60 times more effective than conventional grain activated carbon, and the adsorption lasts longer.

Soft and light construction makes you breathe smoothly and collects the harmful particles in the air effectively to make you nose-allergic free. High capacity activated carbon achieves a surprising effectiveness, benzene, toluene, alcohol, acetaldehyde, etc. It is recommended to be used at the most smelling situation, breeding farm, laboratory, chemical factory, hospital, and others.

使用上の注意

使用の際、耳部の伸縮で調節してください。マスク本体のフィット感が増し、口元の違和感を無くします。本品はあくまで簡易マスクであるため、労働安全衛生法関連規則による規制のある場所での使用には適合しません。フィルターの持続効果は4~6週間ですが、使用の環境により効果がなくなる場合もあります。フィルターを本体からはずし本体のみ洗うことは可能です。

使用後は元の袋に戻して保管してください。軟質ウレタンフォームの本体は時間の経過とともに若干黄変することがありますが効果には影響ありません。

Notice

Please adjust the ear elastic part when you wear it for your comfort. This mask is designed for easy use only, and not to satisfy regulations of labor safety law. The filter is to be replaced 4-6 weeks depending on the usage. Mask body can be washed by neutral detergent, but the filter cannot. Please keep the mask in the original package after use.

製造販売元 株式会社 松田商会 大阪市西區新町4丁目1-11 TEL 06-6539-4114 お問合せ先 0120-41-4941

Produced and Distributed by: MATSUDA COMPANY LIMITED 4-1-11 SHINMACHI, NISHIKU, OSAKA JAPAN 550-0013 PH:81 6 6539 4114 FAX:81 6 6539 4143