for Best Care ALCARE

Cellcare 1




ワンピースオストミーシステム 1-Piece Ostomy System

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、 商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- ●常に、この取扱説明書はお手元に置き、
- 必要に応じてお読みください。

お客様相談室 🔯 0120-770-175









皮膚を傷つけないように片 手でおなかの面板近くを押 さえながら、上から下へゆっ くり、やさしく剥がします。 *面板が皮膚に密着して剥が

れない時は、剥離剤を使いな がら剥がすとよいでしょう。

●ご使用のストーマ装具●ス トーマメジャーまたはカッ ティングゲージ●石鹸●ガー ゼ●ティッシュペーパー●ゴ ミ袋●ぬるま湯●ハサミ(フ リーカットの場合)●細い油 性ペン(フリーカットの場合)

ください。

● ガスが抜けすぎる時

通気回復フィルターについてのご注意

このような場合には

除いてください。

なっていますので、安心してご使用になれます。

以下の点にご注意ください

使用上のご注意

入浴直後の交換は、お避け がっているため、粘着強度 が高まり、剥がしにくいこと があります。入浴後交換の 場合は、30分以上たって面 板の温度が下がったのを確 認のうえ、行ってください。

フィルターは、ストーマ袋内に溜まったガスが徐々に抜けるようになっています。

*なお、フィルターは、ストーマ袋内の排泄物がフィルターを通って外に染み出すことがない構造に

以下のような場合は、パッケージ内のフィルターカバーシールを貼って、通気孔をふさいで

ガスが抜けすぎると、真空状態のようになり、ストーマから排出された便が袋の中に落ちず、 ストーマ周囲に貯留してしまうことがあります。このような場合は、パッケージ内のフィルター

●ご使用中に"ガスがスムーズに抜けない"と感じたら

・フィルターに排泄物の付着が見られる場合は、こするようにして拭い、取り

・フィルターを表側と裏側から指でつまんで、2~3回圧縮してください。

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

3ストーマ周囲を



装具を装着する前に、ストー マとストーマ周囲に付着し た排泄物をティッシュペー パーなどで拭き取ります。そ の後、石鹸とぬるま湯を染

マ周囲をよく洗います。

除くようにしてください。

石鹸成分は十分に洗い流

すようにしてください。面

板が付きにくくなることや

その後、皮膚をよく乾かします。

*ドライヤーの熱風はストーマに刺激を


与えますので、使用は避けましょう。

剥がれの原因となります。

み込ませたガーゼでストー この時、粘着を悪くする皮 膚表面の油分を十分に取り

ます。

ましょう。



●フリーカットの場合のみ ※イラストはTDです

1 ストーマの 大きさを測ります

はじめに

用ください。

使用上のご注意

肌に合わない時は使用を中止してください。

力低下による漏れの原因となります。

る漏れの原因となります。

分理解してください。

なります。

ストーマの大きさを測り、 カッティングゲージにス ゲージを裏返し、面板の剥 面板をストーマにあてて トーマと同じ大きさの穴を 離フィルム側に重ね合わせ 穴の大きさが適切かどうか 開けます。穴はゲージの中で、面板に穴の大きさを書を確認します。 央に開けるようにしてくだ き写します。その線よりも さい。このカッティングゲー 1~2mm程度大きめに面 ジは型紙としてとっておき 板を切ります。

*ストーマの大きさは変動する ことがあります。1ケ月に1回 は大きさを測り、常に正しい ストーマサイズを知っておき *この際、ストーマを傷つけない

2面板に

穴を開けます 穴を開けたカッティング

*面板をカットする場合は、ハ サミの先端でストーマ袋を傷

《セルケア1》は、ストーマ袋と面板が一体となった単品系(ワンピース)装具です。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使

で使用前には、医師または看護師の指導を受けたうえ、注意事項を熟読し、本品の特性を

誤った取り扱いを行うと排泄物の漏れが発生し、漏れによる皮膚炎の原因ともなります。万一

注意

●ストーマ周囲には軟膏など、粘着力低下の原因となるものは塗らないでください。粘着力

合があります。お使いの場合は、被膜剤の取扱説明書をよくご確認ください。)

低下による漏れの原因となります。(被膜剤もその特性上、粘着力に影響を与える場

●剥離フィルムを剥がした面板の表面には、指などが触れないようにご注意ください。粘着

●一度剥がした装具をもう一度貼るのはおやめください。粘着力低下による漏れの原因と

●ご使用中のストーマ袋の中を水などで洗浄することはおやめください。袋の破損によ

●装具を装着状態で折り曲げないでください。ストーマ袋の穴あきによる漏れの原因と

なお、商品についてご不明な点は、お客様相談室までお問い合わせください。

つけないように気をつけま ように面板の切り口を指でこ すって滑らかにしておきま しょう。

❸穴の大きさを

確認します 剥離フィルムを剥がす前

TDc、Dcキャップの フリーカットの場合 面板内側の斜線部分///は有効 径の範囲外となるため、切り

取ってから使用してください。

4 剥離フィルムを 剥がします

> ルムを剥がします。 *ストーマの大きさは変動する 付くように、ストーマ周囲か

は大きさを測り、常に正しい ながら十分に密着させます。 ストーマサイズを知っておき *ストーマサイズの計測には、 パッケージ内のストーマメ


*面板を貼付する時は、皮膚を 伸ばしすぎないようにしま *軟膏などは粘着力低下の原因 ジャーまたはカッティング となりますので、併用しない ゲージをご利用ください。

●フリーカット、プレカット共通 **ィラストはTDです。



皮膚が乾いていることを確 おなかのシワを伸ばすように 認してから、面板の剥離フィ して、面板を貼ります。面板を 貼付したら、皮膚にきちんと ことがあります。1ケ月に1回 ら外側に向けて、手で押さえ

使用手順(ストーマ装具の貼り方)※フリーカットをご使用の方は①から、ブレカットをご使用の方は④からお読みください。



❺面板を貼り、 よく押さえます

●面板の粘着面が冷たくなっていると、貼り付きが悪い場合がありますので、暖かい部屋

●フリーカットの場合、定められた有効径の範囲内でご使用ください。最大有効径を越えて

切ったり、最小有効径に満たない範囲で使用すると面板からの漏れの原因となります。

●排泄物はストーマ袋に溜めすぎないようにし、適宜お捨てください。溜めすぎると重み

●装具の使用日数が長くなると、粘着力低下による漏れの原因となりますので、ご注意

D キャップ、Ds キャップ、Dc キャップは2~5日交換、Cは1日交換が目安です。

粘着力不足など品質劣化の原因となりますので、保管の際は次のことを避けてください。

使用済みのストーマ装具は、排泄物をトイレに流した後、新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れて

お捨てください。装具は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合もあり

●万一、肌に合わない時は使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。

ください。装具の交換日数は、発汗や排泄物などにより異なりますが、TD、TDs、TDc、

に移し、全体が温まってからご使用ください。

による剥がれの原因となります。

●高温(40°C以上)・多湿の場所での保管

●温度の低い場所(冷蔵庫など)での保管 ●直射日光があたる場所での保管

*箱に記載されている使用期限を必ずご確認ください。

●面板の剥離フィルムを剥がした状態での保管

ますので、詳しくは各自治体にご確認ください。

保管上のご注意

●圧迫がかかる場所での保管

●大量購入による長期保管

廃棄上のご注意

の併用が効果的です。TI C、Dキャップをお使いの方 は固定ベルト、TDs、TDc、 Dsキャップ、Dcキャップを お使いの方はユーケア一脈 ベルトを使用します(TD70 フリーおよびDキャップ70 フリーはベルトを使用でき

ません)。ベルトのご使用方

法は固定ベルト、ユーケ

をご確認ください。

アー胴ベルトの取扱説明書


このような場合には


■ストーマ周囲にシワや 凹凸がある場合、平均 または陥没ぎみのス トーマの場合

で、皮膚表面を整えてから

●より確実な固定には、ベル

セルケア1の種類と各部の名称





使用上のご注意

面ファスナーのループ面・フック面に潤滑油や水が付着した状態で使用すると、接着力が弱まったり、 衣服を汚すおそれがあります。水分や油分を十分に拭き取ってからご使用ください。


コロ/イレオストミー用 凸面タイプ)

/∦━┅━┅━┿┼


(ループ面)

(フック面)

面ファスナー



❸ キャップを閉じます



凸面タイプ ストーマ周囲にシワや凹凸がある方、平坦または陥没ぎみのストーマの方用です。

フィルタ-

剥離フィルム

一 フラップ ―

コロストミー用 (平面タイプ)


逆流防止弁

口具、

口具キャップ 〜

口具キャップ ―





イレオストミー用

(凸面タイプ)

ストーマ周囲にシワや凹凸がある方、平坦または陥没ぎみのストーマの方用です。

使用手順(排液バッグとの接続方法) <D キャッブ/Ds キャッブ/Dc キャップの場合>

就寝時など、排液バッグを併用される場合、下記の通り接続してください。

使用手順(排出口の開閉方法) <TD/TDs/TDcの場合>

剥がします。

●排出口の閉じ方



面が表になります 末端のプレートを手前に4回 折り上げます。 *折り上げにゆるみやシワがある 上げ、面ファスナーのフック になります。





片手でプレート部を持ちなが排出口を上に向けながら、折り ら、フラップを左右いずれか
上げた部分を順番に開きます。
に向け、便を排出します。 の端から注意深く持ち上げて 最後まで開き、末端のプレート をV字に折り曲げると排出口 が開いた状態で保持され、排出 と拭き取りが容易にできます。

*V字にしっかりと折って、

クセをつけます。

折り上げラインに沿って折り フック面にフラップのルー プ面を重ねてからしっかり と、便漏れやにおい漏れの原因 面が表に出ていることを確認 と押し付けて面ファスナー をとめます。




てください。

を重ねます

ゆっくりと排出口をトイレ *排出口付近に便が残っていると 便漏れやにおい漏れが発生する からの排出が困難な場合は、 ことがありますので、排出口付近 口具の上方をカットして、下 はきれいに拭き取ってから閉じ 部開放型ストーマ袋として使 場合の排出口の閉じ方(クリップ 用することができます。

使用手順(排出口の開閉方法) <D キャップ/Ds キャップ/Dc キャップの場合>

●キャップの開け方/閉じ方



❶ キャップを外します 排出口を上に向け、便が出て キャップを口具キャップ止め 排出が終わりましたら、排出 こないように注意しながら キャップを外します。

具にとめ、排出口をトイレに 口部分をトイレットペーパー などで拭き、キャップを付け 向けて便を排出します。 *排泄物に残りかすが多い場合 には、口具部分を指先で押し

て、便をしぼり出してください。

*クリップの使い方は「カットした

このような場合には ●排泄物に残りかすが多く、詰まりやすい場合 ●ストーマ袋内の便が 流れ落ちにくい場合 逆流防止弁に繊維状の固 形物が引っかかり、便が 流れ落ちにくい場合は 逆流防止弁の上あたりか ら下へしぼり出してくだ 排泄物に残りかすが多く、詰 下部開放型ストーマ袋として まりなどによって、口具部分 使用する場合は、付属のク さい。 リップをお使いください。

●カットした場合の排出口の閉じ方(クリップの使い方)




図のようにストッパーを押し 引き上げたアーム部分にストー ストッパーを押しながらク ながら引き上げて、クリップをマ袋を一重に巻きつけます。リップを閉じます。 *クリップのカーブが体に合う *最後にクリップがきちんと閉じ ているか確認してください。 ように向けてください。



しっかりとストーマ袋を押さ ストーマ袋の先端に便が付 え、クリップのストッパーを着し、におい漏れの原因にな便の排出が済んだら、排出口 押しながら引き下げてクリッ らないように、排出口を外側 部分をトイレットペーパーな

*ストーマ袋を押さえておくこと に向けて、ストーマ袋内の便 たクリップでとめます。 で、クリップを外した際に、急に を排出します。 便が排出されることを防ぎます。

❸ ストーマ袋の先端を クリップでとめます に折り返します。排出口を下とで拭き、折り返しを戻し、ま



●□具キャップを 外します

差し込みます 排出口を上に向け便が出て排液バッグの端部を、口具 こないよう注意しながら、の太くなっているところを 口具キャップを外します。 超えるまで差し込みます。

排液バッグの端部を、口具 の引っかかりのある部分ま で引き戻します。

イレオストミー用

(凸面タイプ)



使用上のご注意

排液バッグに接続の場合、詰まり にご注意ください。 排泄物が泥状の場合など、排液 バッグのチューブ部分に詰まり、 流れにくい場合があります。 流れが悪い場合、排液バッグの 併用はお避けください。

引き戻します

ÄLCARE アルケア株式会社


東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013 TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

入浴時に外側からの水がフィルターに触れると活性炭が水を 吸収してしまい、入浴後に活性炭を含んだ水が染み出すこと で衣服を汚してしまう原因となります。 *入浴後は、乾いたタオルなどでストーマ袋に付いた水分を拭き取るよ

カバーシールを貼って、通気孔をふさぎ、ストーマ袋内にガス が溜まるようにしてください。ストーマ袋内にガスが溜まった ら、シールを剥がして手で軽くストーマ袋を押してガスを出し

うにしてください。






Instruction Manual for digestive stoma

• Keep the instruction manual close at hand and read it again when needed.

www.alcare.co.jp/e

Types of Cellcare 1



for Best Care TLCARE

Cellcare 1

单件式造口护理用品系列


●使用前请仔细阅读本使用说明书,以确保使用前对商品特性有充分的了解 ●请将本使用说明书放在手边以便需要时可随时阅读。 ■若有任何疑问,请您与我们联系。

■ 电子邮件: inquiry@alcare.co.jp 传真: +81-3-5611-7827 ww.alcare.co.jp/ch

Cellcare 1的种类









|소 화 관 장 루 용

이해하신 다음 사용해 주십시오. ●이 사용설명서를 항상 가까이에 두시고 필요할 때 읽어주십시오.

필요한 경우 아래의 연락처를 통해 우리와 연락할 수 있습니!

www.alcare.co.jp/e

토이가있는 스토마가있는 사람







Free-Cut : Start from 1 1 and 2 are not required Pre-Cut Type.

How to Apply

When free-cutting type TDc or Dc caps

Since the shaded area (////) inside range, cut it off before use.

Measure Your Stoma Size Measure your stoma size and ne cutting gauge. Make sure the hole comes center of the gauge. Keep the cutting gauge as your template. * Stoma size may change. Measure once a month to determine your

Turn over the cutting gauge with

film of the faceplate. Trace the hole onto the faceplate. Cut the faceplate 1 to 2mm larger than * Make the inside edge of the faceplate smooth by rubbing with fingers to avoid hurting your stoma.

Make a Hole on Faceplate

Hold the Faceplate Well After application of the face

plate, press with the hands moving outward from the peristoma, to achieve firm contact with the skin.

Excessive air venting

The gas accumulating in the bag through the filter.

aution when using ventilation recoverable filter


ostomy bag is emitted gradually can be used safely because of its special structure that prevent leakage of faeces in the ostomy

The ventilation recoverable filte

Use the filter cover seal in the package to seal the air vent if you recognize the following conditions. Excessive air venting may result in a vacuum state. In this case, the faeces may not move down into the ostomy bag but remain around the stoma. In order to prevent such a state, you can close the air vent with the filter cover seal in the package. By doing this, gas accumulates in the ostomy

Taking a bath or a shower When bathing, the activated carbon in the filter may absorb water, and it may then leak after bathing

bag. Remove the seal and gently press the bag with your hands to emit the accumulated gas.



Froubleshooting tip •If you notice "difficulty in gas venting", try the following procedures.

Using Cellcare with a trunk belt

* You may find faeces on the filter. Wipe the skin and stays securely in and remove it with a scrubbing motion.

* Pinch the front and back sides of the filter between your thumb and index and D cap, use the Trunk Belt with finger, and compress two or three times.

• For more secure fixing, we Face Plate. For those who use recommend using it with a cap, use the Youcare Trunk Be trunk belt. (you cannot use type TD70 free and D cap free with a belt). Fo details on how to use the belt please refer to the instruction

通气孔。

●气体排出过多时

Face Plate and the Youcare Trunk ensures that it adheres closely to

Fold up the plate 4 times Fold up the bag end along

平面形扣件(扣环面)

一打开状态-

How to open and close <Clipless Type TD/TDs/TDc>

—When It Closes—

-When It Opens-

the Fold Up Line. The Zipper (Hook Side) comes up to the front.

leakage of faeces or smell.

折线(蓝线

沿着折叠线折叠后,平面

任何松弛和皱褶,都会导致排泄物

-닫힌상태-

杉扣件的挂钩面应露出到

排放口的开闭方法 <魔术贴设计型造口袋TD/TDs/TDc>

* Any looseness or wrinkles



Hold the Plate with one

hand and carefully pull up

(Emboss is a marker) by the

●If either Loop or Hook Side of

Zipper gets wet, it may lose adhesion and may soil the

either left or right side

other hand and remove it.

with a towel or tissue paper

Take the Cap off



页折叠成V型,则排放口伤 准)揭开。 ●平面形扣件的扣环面、挂钩面 湿润的话,则会导致一时性的 寺打开的状态,从而能够容 易地进行排放和擦拭。 * 把薄板折为V型, 持排放口张开。

粘合力减低或弄湿衣服,要放 上毛巾,将水分充分擦掉后再



将口盖的扣环面重叠到挂 钩面上后,用力按压。

排放口向上,注意不要让粪便 泄漏出来,取下排放口的盖

Overlap Hook and Loop

Side of Flap and press





排除粪便

将盖子置放于盖子的停留部,

* 如果排泄物内的残渣过多时, 请

用指尖按压排放口,将其清除











클립을 엽니다

* If any faeces remain around the open-ended area, it may cause the leakage of faeces or smell. Wipe off properly before you

Slowly expose the "

the faeces.

area, to toilet and discharge

How to open and close < Drainable typeD Cap/Ds Cap/Dc Cap>

In case of

Outlet is clogged with remained faeces

outlet is difficult by clogging,

bag by cutting off the outlet.

Open the Clip

这种情况时一

and then pull it down to open.

●因排泄物内残渣过多引起堵塞时

因堵塞等引起排放口排除困难

时,可将其剪下,作为下部开放


型造口袋来使用。

打开夹子

이러한 경우에는 ---

막히거나 하여 배출구 끝

Cellcare 1 can be used as a



open the folded area. Keep shaped plate, open-ended

Hold the outlet upward and carefully remove the Cap so Place Cap on Cap stopper. Aim outlet downward toward toilet that faeces will not splash out. and discharge faeces. Please squeeze the outlet with your tip of fingers to discharge

Hold the Plate upward,

the open-ended area "V

shape by folding Plate. It

will be easier to discharge

shape to form a

and wipe off.

After discharge, wipe out outlet part with tissue or etc. Then put

将折成V型的薄板(排放

)慢慢地对准便器,将

* 排放口附近残留粪便的话, 则会发

生粪便和异味的渗漏,要将排放口 附近擦干净后再关闭。

盖上盖子

然后将排放口对准便器,将粪 排放口擦干净,然后盖上盖

排除完粪便后,请用卫生纸将

V자로 모양을 잡은 플레이트 (배출구)를 천천히 화장실로

가져가 변을 배출해

*배출구 주변에 변이 남아 있으면,변이 새나오거나 냄새가날 수 있으므로 배출구



and twist the bag around the arm once. * Make sure that the curve of the Clip fits to the body contour.

作为下部开放型造口袋使用

* 关于夹子的使用方法, 请参照 「裁剪

过的排放口的开闭方法(夹子的使用

起的单层片重合在一起,缠

* 将夹子陷进去的一侧朝向身体。

时,请使用附属的夹子。

●当造口袋内的粪便不容

当纤维状的固定物堵塞在逆流

防止阀引起粪便不容易落下

使用及保管上的注意事项

•揭开一次的袋子请不要再贴上使用。

recautions for Use and Storage

cause leakage.

and it may cause the leakage.

leakage from the faceplate.

Avoid long-term stockpiling.

• Do not peel off the release film until use.

area, or in a freezer.

Do not apply ointment or cream around the stoma.

• Do not reapply an ostomy bag once it has been peeled off.

• Warm the adhesive face before application if it is cold.

Do not store in an area of high-temperature, high-humidity

Do not store in direct sunlight area and avoid any pressure

• After removal of the release film, avoid to touch the surface of the faceplate.

 $\bullet \, \mathsf{Do}$ not wash the ostomy bag you are using with water. This may damage the bag and

• Do not fold the ostomy bag that has already been set. The ostomy bag may be perforated

• In the case of free-cutting, cut within the specified valid size range. Cutting beyond the

maximum valid size or using it in a size smaller than the minimum valid size may cause

• Do not keep an excessive amount of faeces in the ostomy bag, and dispose of it appropri-

ately. Excessive storage may cause the faceplate to peel off due to the weight.

Discontinue use if skin becomes irritated. In this case, consult with doctors or nurses.

●使用前请确认粘着面的温度。如果粘着面是凉的,请暖热后粘贴。

●万一不适合皮肤时要停止使用,并请向医生或护士进行咨询。

请不要在高温,多湿的地方或冷冻室保管。

保存时请不要揭开剥离膜。

for Best Care ALCARE

드레이너블 파우치

Cellcare 1

원피스 (결합형) 인공장루용품 계열

●사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽으시고, 상품의 특성을 충분히

E-mail: inquiry@alcare.co.jp Fax: +81-3-5611-7827

Cellcare 1 종류







Peel Off the Release Film After checking that the skin surface is completely dry, peel the release film off the surface of faceplate.



在底板上裁洞


将开好孔的裁剪用测量板翻过

在底板上画下孔的大小。剪裁底

板时需裁剪的比该线大1至

来,与底板剥离膜重合在一起

关于通气功能可恢复的过滤片的注意事项



种情况下要贴上过滤片用贴纸,堵上通气孔,使气体 积留在造口袋内。当气体积留在造口袋内过多时,可 过滤片能够使浩口袋内积留的气体徐徐排出 取下贴纸,用手轻轻按压造口袋则可将气体排出。 * 过滤片采用了使造口袋内的排泄物不会通过过滤片 ●洗澡时 而向外渗出的结构, 可放心使用。 洗澡时来自外侧的水接触到过滤片的话, 里面的活性

> 污垢衣服。 ●为了固定得更牢固,建议 您同时使用固定腰带。

为了使Cellcare与皮肤接触

●使用中感觉到"气体不能顺利排出" 得更紧密,固定得更牢固,同 发现过滤片上附着有排泄物时,要用手指把它擦掉去除。 时使用固定腰带是很有效 用手指从表面和内面捏着过滤片,捏压

使用TD、C、D Cap时请同时使 产品备案号/技术要求编号: 国械备20190016号

20142, 20131, 20132, 20133, 20151, 20152, 20153 主要成分和组成: 由烯类塑料制造口袋和具有粘性的底板组成。

在以下情况时,要贴上包装内的过滤片用贴纸,堵上

气体排出过多的话,则会成真空状态,而发生从造口

排泄的粪便不能落入袋中滞留在造口周围的状态。此

炭会将水吸收,以致洗澡后含有活性炭的水会渗出而

用Trunk Belt with Face Plate

使用TDs、TDc、Ds Cap、Dc

Cap时请同时使用Youcare

Trunk Belt(TD70 Free及I Cap 70 Free不能使用固定腰 带)。关于固定腰带的使用方 法,请确认Trunk Belt with

Face Plate及Youcare Trunk

Belt的使用说明书。

필터는 장루 주머니 속에 친

있습니다.

가스가 서서히 빠지게끔 되어


生产企业名称:爱乐康株式会社 注册地址:東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 生产地址:千葉県千葉市花見川区千種町36-2

-열린상태-

将末端的薄板向上折4次。

代理及售后服务机构: 北京迈迪克豪尔医药技术咨询服务有限公司 地址: 北京市西城区广安门外大街168号1幢12层1-1509-5

배출구의 개폐방법 <크립리스 파우치 TD/TDs/TDc 의 경우>





배출구 닫는방법



변이나 불쾌한 냄새가 세는 원인이 됩니다.













부분을 통해 배출이 곤란한 경우에는 잘라서 하부 개방형 크립을 사용해 주세요. 장루 주머니로 사용할 수도 * 크 립 의 사 용 방 법 은 이슈니다 「잘라낸경우의 배출구 막는방법

●배설물에 잔류가스가 많아서, 부풀어 차기 쉬운경우

●잘라낸경우의 배출구 막는방법(크립의 사용법)

장루주머니를 감아 올립니다

맞추어 한겹으로 감습니다. *클립의 곡선부분이 몸에 맞도록 방향을 맞추어 주십시오.

위로당긴 Arm 부분에 스토퍼를 누르면서 클립을 장루주머니의 클립 선을 끼웁니다. * 마지막으로 클립이 잘 끼워져 있는지 확인해 주십시오.

●注意不要用手指等接触已撕下剥离膜的底板表面。 ●造口周围不要涂软膏等可导致粘着力降低的物质

时,请将固定物按压至逆流防 ●请不要用水之类的冲洗正在使用的造口袋内部,否则会导致造口袋破损而引起泄漏。

●不要将造口护理用品安装为折弯的状态。因此行为会使造口袋出现漏孔而引起泄漏。

•请在规定的有效直径范围内使用随意裁剪型。如果裁剪时超过最大有效直径,或在未达到最小

●请不要将排泄物过多地积存在造口袋中,要适当扔掉。过多积存会因过重导致脱落

请不要在有重压的地方或是有阳光能直接照到的地方保存。 ●请避免因为一次性的大量购买而引起的长期保存。



将造口袋包住夹子 将造口袋的夹子标志线和拉 按住锁扣把夹子合起来。 * 最后再确认已夹妥。

●스토마 주머니안의 변이

흘러내리지 않는 경우

역류방지막에 섬유모양의 고형물이

걸려서 막아 변이 흘러내림이

어려우면 역류방지막의 윗부분

주위에서 아래로 짜내어 주세요.

●박리필름을 떼어넨 면판의 표면에는,손가락등이 닿지않도록 주의해 주세요.

●장루 주위에는 연고등 점착력 저하의 원인이 되는 것은 바르지 마십시오. ●일단 떨어진 제품은 다시 붙이지 말아 주십시오

●사용 중인 장루 주머니 내부를 물 등으로 세척하지 마십시오. 주머니가 파손되어 변이 새는

●장구를 부착한 상태에서 접어 구부리지 마십시오. 장루 주머니에 구멍이 생겨 변이나 냄새가 ●점착면이 차가운 경우에는, 따뜻하게 한 후에 사용 하십시요.

●프리컷 타입의 경우, 정해진 유효 직경의 범위 내에서 사용하십시오. 최대 유효 직경을 벗어나 자르거나 최소 유효 직경에 미치지 않는 범위에서 사용하면 피부 보호판으로 변이

●장루 주머니에 너무 많은 배설물이 쌓이지 않도록 적당히 버려 주십시오. 배설물이 너무 많이 쌓이면 그 무게에 의해 주머니가 벗겨지는 원인이 됩니다.

●만일, 피부에 맞지않는 경우에는 사용을 중지하시고, 의사나 간호사와 상담하십시오. ●고온·다습한 곳이나 냉동실에서는 보관하지 마십시오.

●압력(압박)이 가해지는 장소/직사광선이 닿는 장소에서

보관하지 않도록 하십시오.

●대량구입에 따른 장기보존은 피해주십시오.

●박리지를 벗긴 채로 보존은 절대 피해주십시오.

ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan http://www.alcare.co.jp/e

Cellcare 1

One-Piece Ostomy System

• Prior to use, carefully read the instruction manual so that you understand the product's features.

You can contact us at E-mail:inquiry@alcare.co.jp Fax:+81-3-5611-7827











确认皮肤为干燥的状态, 然后将

ree-Cut(자신에 맞게 잘라쓰는

- **2**은 Pre-Cut Type에서

TDc, Dc 캡 프리컷이타입의 경우

撕下剥离膜

底板的剥离膜撕下



장루의 크기를 측정합니다

장루의 크기를 재어, 커팅 게이지에

게이지의 중앙에 구멍을 내도록


*장루의 크기는 바뀔 수 있습니다. 1 달에 1번은 크기를 재어, 정확한 장루 크기를 항상 알아둡시다.

박리 필름을 떼어냅니다 피부보호판을 붙입니다

피부에 물기가 없고 마른 상태인지 배의 주름을 펴듯이 피부보호판을

확인한 다음 피부보호판의 박리 붙입니다.

장루와 같은 크기의 구멍을 냅니다.







피부보호판에 구멍을 냅니다 구멍을 낸 커팅게이지를 뒤집어 피부보호판의 박리필름과 겹쳐서, 피부보호판에 구멍과 똑 같은 크기로 모형으로 사용하기위해 보관해 둡니다. 정도 크게 피부보호판을 오립니다. *이때 장루에 상처가 나지 않도록 오려진 구멍의 가장자리를 손가락으로 문질러 부드럽게

잘 밀착되도록 장루주위에서부터

바깥쪽을 향해, 피부보호판을 손으로

피부보호판을 잘 누릅니다 피부보호판을 붙인 다음에는 피부에



这种情况时

的话,请按如下方法去做。

18932、18933、18934、18935、18936、18937、18938、20141

기회복 필터에관한 주의

이러한 경우에는 ●사용 중에 가스가 원활히 빠지지 않는다고 느끼시면, 다음과 같이 확실하게 고정하기 위해서는 *필터를 걸찍과 안쪽에서 손가락으로 TD, C, D 캡을 사용하시는 참고 2~3회 압축합니다.


マバー가 다구 많이 빠지면 진공 상태처럼 되어 장루에서 배출된 변이 주머니 속에 떨어지지 않고, 장루 주위에 쌓이는 일이 있습니다. 이러한 경우에는 패키지에 동봉된 필터 커버 씰을 붙여 통기 떼어내고 장루 주머니를 손으로 살짝 밀어 가스를 빼주십시오.


> (TD70 프리 및 D 캡 70 프리 타입은 벨트를 사용할 수 없습니다.) 벨트 사용 방법은 Trunk Belt with Face Plate Youcare Trunk Belt의 최근 설명서에서 확인하십시오. Cellcare를 피부에 밀착시키고,


Plate, TDs, TDc, Ds 캡, Dc






















부분을 변기용 화장지등으로 닦은후 캡을 부착합니다.

그림과 같이 스토퍼(Stopper) 를 밀면서 위로 당겨 클립을

• How to close cutted outlet (How to use Clip Adjust the Clip line of the ostomy bag to the lifted arm

Use Clip when you apply

Cellcare 1 as a lower-part

* Please refer to manual of [How

open type stoma bag.



securely at the end.

易落下时



Having difficulty with

f some fibrous solid as

lodged at Non-return Valve, please milk them to lower

stoma bag.

run down of faeces in

ALCARE Co., Ltd. 19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan