液体酵素系洗浄剤

ネオアルベスト ME

ネオアルベストMEは、ブラッシング洗浄（用手洗浄）及び浸漬洗浄に適した中性の酵素系洗浄剤です。中性ですのでアルカリに弱い材質の洗浄に適し、低濃度（0.25%～）から使用できます。

用途　血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具、チューブ等の洗浄

性状　pH7.2（0.25%液）

主成分　タンパク分解酵素、界面活性剤

使用法

・浸漬洗浄の場合
濃度0.25～0.5%(25～50mL／10L)
10～20分浸漬後、よくすすぐ

・用手洗浄の場合
濃度0.5～1.0%(50～100mL／10L)

・新品器材の油落しの場合
濃度　1%(100mL／10L)
最適温度　常温～40℃

酵素系　中性

4kg

