液体酵素系洗浄剤

ネオアルベスト MX

ネオアルベストMXは、弱アルカリ性の酵素系洗浄剤です。浸漬洗浄や超音波洗浄に適しています。

用途 血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具、チューブ等の洗浄

性状 pH9.2（0.25%液）

主成分 タンパク分解酵素、界面活性剤、防錆剤

使用法

・浸漬洗浄の場合
通常の汚れ
濃度0.25～0.5%(25～50mL／10L)
10～20分浸漬後、よくすすぐ
がんこな汚れ
濃度0.5～1.0%(50～100mL／10L)
1時間～1晩浸漬後、よくすすぐ

・超音波洗浄機の場合
濃度　0.25%(25mL／10L)
最適温度　常温～40℃

酵素系　弱アルカリ



4kg