



# 1 吸引の質と量にこだわりました。

赤ちゃんの鼻孔への刺激を軽減するよう、やさしくしっかりした吸引に。  
従来品より吸引量もUPしました。先端はやわらかいシリコーンノズル。




# 2 取った鼻水が戻らない。逆流防止機能付。

ポンプを押すと、空気弁が開いて筒から圧縮した空気が逃げます。筒に空気が入っても、逆流防止弁が空気の流れを止めるので赤ちゃんの鼻孔内に空気が吹き込む心配はありません。



# 3 とっても簡単。分解洗浄で すぐにキレイ。

鼻水キュートルNEWは、  
簡単に細かく分解可能ですので、  
いつでも清潔にお使いいただけます。



※逆流防止弁と空気弁は共通です。