

スポンジの力でしっかり口腔ケア 「スポジカシリーズ」



✓ スポジカシリーズについて

しっかりと汚れを落とすことができるスポンジを選定。
出血が分かりやすい黄色スポンジ採用。
用途に合わせて選べる2つの形状をラインナップ。
口内のすみずみまで届く丁度良い長さに設計。
1本ずつ個包装されており衛生的。安心・安全の日本製。




商品名	スポジカ	スポジカ EXK	スポジカ EX
軸	硬くて丈夫な紙軸採用		弾力があり水に強いプラスチック軸採用
スポンジの形状	上下の動きで汚れを掻き出す歯ブラシのような凹凸型	回転させながら汚れを絡め取ることが出来るギア型	
使用方法	凹凸部分を上下に動かして歯や歯ぐきを清掃して下さい。舌へは、スポンジの表面部分を使うことで、すばやく汚れを落とすことが出来ます。		ギア部分を回転させながら口全体をふき取るようにして清掃して下さい。歯のない方にも安心してご使用頂けます。

商品名	コード	入数	単品 幅×奥行×高さ 重量	中箱 幅×奥行×高さ 重量	外箱 幅×奥行×高さ 重量	JANコード
口腔用スポンジ スポジカ 14本入	4597	6袋 ×20箱	124×31×240mm 41g	220×197×125mm 338g	644×454×410mm 7.8kg	4976558006046
口腔用スポンジ スポジカ 60本入	4557	24箱	170×145×200mm 234g		604×524×418mm 6.6kg	4976558006039
口腔用スポンジ スポジカ 300本入	4233	6箱	350×225×200mm 1.0kg		690×370×415mm 6.6kg	4976558006053
口腔用スポンジ スポジカEXK 60本入	4791	24箱	220×197×125mm 186g		610×455×527mm 5.6kg	4976558007012
口腔用スポンジ スポジカEXK 300本入	4792	6箱	350×225×200mm 800g		695×370×415mm 5.7kg	4976558007029
口腔用スポンジ スポジカEX 60本入	4737	24箱	220×197×125mm 186g		610×455×527mm 5.6kg	4976558006688
口腔用スポンジ スポジカEX 300本入	4738	6箱	350×225×200mm 800g		695×370×415mm 5.7kg	4976558006695

コットンの力でやさしく口腔ケア 「マウスティック」



柔らかコットンでやさしく口腔ケアが可能な綿棒。
口内がデリケートな方に特にお勧め。
口内のすみずみまで届く丁度良い長さに設計。
1本ずつ個包装されており衛生的。安心安全の日本製。



商品特長

医療脱脂綿基準 適合のコットン	歯ブラシのような 凹凸型	歯ブラシサイズの コンパクト設計	硬くて丈夫な 紙軸	どこからでも空け られる包装仕様
医療脱脂綿の基準を満たしたコットンを使用。安心してお使い頂けます。	上下の動きで汚れを掻き出すことが出来る凹凸型です。	口内の隅々まで届くサイズに設計。口内に入れるのに慣れた大きさなので患者様の違和感を低減できます。	小さな力も先端に伝わり、快適な操作性です。折れる心配もありません。	サイドはどこからでも切れるようにギザギザの切り込みが入っています。



保湿剤を綿棒に取り出し、口腔内の隅々まで塗り広げてください。
上下に動かしながら歯や歯ぐきをきれいにします。
回転させながら動かし、すき間の汚れを取り除きます。
綿体を上下に動かし、舌を清掃します。

※アイスマッサージなど嚥下機能訓練の方法は、歯科衛生士の方など、専門家の指示に従って下さい。

商品名	コード	入数	単品 幅×奥行×高さ 重量	中箱 幅×奥行×高さ 重量	外箱 幅×奥行×高さ 重量	JANコード
口腔用綿棒 マウスティック 21本入	4629	6袋 ×20箱	123×35×240mm 44g	220×197×125mm 470g	644×454×410mm 9.9kg	4976558005629
口腔用綿棒 マウスティック60本入	4908	5箱	209×140×90mm 158g		468×221×155mm 0.9kg	4976558003120