


# デシケーター

1-018-01


## 外形寸法図



### AS樹脂の代表的物性

	標準グレード
比重	1.07
引張強さ(MPa)	80
引張伸び(%)	3
曲げ弾性率(GPa)	0.38
衝撃強さ(アイゾット・ノッチ)(J/m)	20
硬度(ロックウエルM)	90
荷重たわみ温度( )	94
吸水率(%)	0.2
成形収縮率(%)	0.2 ~ 0.6

### AS樹脂・ABS樹脂の強度比較



### ジョイント枠形状 (材質:ABS)

