



固定棚板寸法

番号	部品名	数量	記事
1	本体フレーム	1	PVC成型品 白
2	コーナージョイント	24	PVC成型品 白
3	パネル材	1	PVCイボリー+3
4	扉取手	2	AP-258-2-Ivory ABS樹脂
5	樹脂丁番	6	TH-141-2 フイボリー PA
6	鍵	1	L-65-SUS SUS430/ZDC
7	扉キャッチ	4	C-56-CE-4
8	架台部	1	PVC 黒
-	移動棚板	3	付属品 PPAニカムコブ材

**アズワン株式会社**

寸法 SIZE W900×D450×H1700  
縮尺 SCALE 1:12  
年月日 DATE 2010/08/10  
名称 TITLE エンビ薬品庫トータルタイプTK900  
仕様図  
図面番号 DWGNO. 6614-1-01

訂正

この図面は、アズワン株式の財産であり、アズワン株式の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複製、第三者への閲覧などアズワン株式の利益を損なう行為をしてはならない