



固定棚板寸法



8	架台部	1式	PVC 黒
7	扉キャッチ	4	C-56-CE-4
6	鍵	1	L-65-SUS SUS430/ZDC
5	樹脂丁番	4	TH-141-2 アイボリー PA
4	扉取手	2	AP-268-2-Ivory ABS樹脂
3	パネル材	1式	PVCアイボリー t3
2	コーナージョイント	24	PVC成型品 白
1	本体フレーム	1式	PVC成型品 白
番号	部品名	数量	記事

訂正	・		アズワン株式会社	名称 TITLE	殿 ユニット型エンビ薬品庫下段DK900H		NO.	C2
	・			寸法 SIZE	縮尺 SCALE	年月日 DATE	図面 PROJECT NAME	図面番号 DWG.NO.
	・			W900×D450×H800	1:8	2010/08/18	仕様図	66146-01
	・			この図面は、アズワン㈱の財産であり、アズワン㈱の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複写、第三者への閲覧などアズワン㈱の利益を損なう行為をしてはならない				