




番号	部品名	数量	記事
1	本体フレーム	1式	PVC成型品 白
2	コーナージョイント	16	PVC成型品 白
3	パネル材	1式	PVCアイボリー t3
4	扉	1式	引き違い扉 PVCアイボリー t5
5	鍵	1	シリンダーガラス栓錠
6	架台部	1式	PVC 黒
-	移動棚板	2	付属品 PPハニカムコア材



訂正	・		<b>アズワン株式会社</b>	名称 TITLE			NO.	
	・			殿 ユニット型エンビ薬品庫下段DH900V			C2	
	・			寸法 SIZE	縮尺 SCALE	年月日 DATE	図面 PROJECT NAME	図面番号 DWG.NO.
	・			W900×D450×H800	1:8	2010/08/23	仕様図	66147-01
	・			この図面は、アズワン株の財産であり、アズワン株の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複写、第三者への閲覧などアズワン株の利益を損なう行為をしてはならない				