



注. 主材質ハ SPCCトスル
主材質ハ T0.8トスル
500mm 1 ボトル 最大収納数=16本
ガロン瓶 3L 最大収納数=4本

訂正	a.2008.11.18	キャスター廃止、寸法変更 (25→30、205→210)	アズワン株式会社	品名	設計	製図	検閲	仕様	数量	価格	年月日	図面	名称	No.
	b.2014. 5.29	寸法変更 (30→20、210→220)												
									W450×D500×H650	1/7	2008- 2- 7		UT薬品保管ユニット ガロン瓶 SPG-UT	