




1-4178-02



番号	部品名	数量	記事
1	本体	1	外装：鋼板+塗装仕上げ
2	ヒーター出力調節器	1	OFF機能付 ボリュームタイプ
3	警音ファン	1	異常温度（60℃超）で点灯しヒーターOFF
4	ヒューズ	1	ガラス管 φ5×20 3A
5	電源コード	1	3Pプラグ付 7A×2m
6	メインスイッチ	1	照光式 ONでファン作動
7	送風ファン	1	φ80×25軸流ファン
8	ヒーター	1	フィンヒーター100V 150W
9	アジャスター	1	ABS/鋼（三価クロムメート処理） 分別廃棄可能
10	ゴム足	2	EVA樹脂