



品番	1-432						
枝番	11/21	12/22	13/23	14/24	15	16	17/27
ネジ口規格	GL45						GL32
口外径 (A)	45						31.6
口内径 (B)	29.8						17.5
胴外径 (C)	φ56	φ70	φ86	φ101	φ136	φ181	φ46
胴内寸 (D)	φ52.8	φ66.8	φ82.8	φ97.6	φ130.4	φ170	φ40
全高 (E)	100	138	176	225	260	330	88
ネジ下高さ (F)	72	110	148	197	232	302	64
内高さ (G)	63	101	139	188	223	293	61.4
底面内寸 (H)	φ42	φ52	φ65	φ77	φ104	-	φ33.6

※ 単位 : mm

※ 全高(F) = 容器のみ (※キャップなし全高)