


■フラットシャーレ 1-4564-01~08

■外形寸法図



(単位: mm)

品番	A フタ外径	B フタ内径	C フタ高さ (外寸法)	D フタ高さ (内寸法)	E 身 外径	F 身 内径	G 身 高さ (外寸法)	H 身 高さ (内寸法)
-01	φ 37	φ 33	15	13.7	φ 32	φ 27	16	14.7
-02	φ 52	φ 47	16	14.7	φ 46	φ 41	18	16.7
-03	φ 71	φ 66	16	14	φ 64	φ 58	20	18
-04	φ 83	φ 78	17	15	φ 75	φ 70	20	18
-05	φ 98	φ 93	18	16	φ 91	φ 86	20	18
-06	φ 102	φ 96	19	17	φ 94	φ 89	22	20
-07	φ 112	φ 106	19	17	φ 105	φ 99	20	18
-08	φ 129	φ 124	20	18	φ 122	φ 117	26	24