

ラコムテスター用校正液類一覧(PC450 用)

pH 校正液

品番	型番	商品名	仕様
6-7015-05	ECBU4BT	pH4.01 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25℃
1-5298-02	ECBU686BT	pH6.86 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25℃
6-7015-06	ECBU7BT	pH7.00 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25℃
1-5298-04	ECBU918BT	pH9.18 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25℃
6-7015-07	ECBU10BT	pH10.01 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25℃
6-7016-01	ECBU4BS	pH4.01 校正液	20mL × 5 パック 精度±0.01pH@25℃
6-7016-02	ECBU7BS	pH7.00 校正液	20mL × 5 パック 精度±0.01pH@25℃
6-7016-03	ECBU10BS	pH10.01 校正液	20mL × 5 パック 精度±0.01pH@25℃
6-7015-08	ECBU4BX	pH4 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25℃
6-7015-09	ECBU7BX	pH7 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25℃
6-7015-10	ECBU10BX	pH10 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25℃
-	01X608001	pH4.0 校正液 赤色	60mL ボトル 精度保証なし 本体付属品サンプル
-	01X607901	pH7.0 校正液 黄色	60mL ボトル 精度保証なし 本体付属品サンプル
-	01X608101	pH10.0 校正液 青色	60mL ボトル 精度保証なし 本体付属品サンプル
-	01X609301	脱イオン水	60mL ボトル 本体付属品サンプル
-	01X223201	脱イオン水	20mL × 20 パック

pH・ORP 電極保存液・内部補充液

品番	型番	商品名	仕様
1-3702-01	ECRE005	pH・ORP 電極保存液	480mL ボトル ラコムテスターpH・ORP 電極用
1-3702-02	ECRE006	pH 電極保存液	480mL ボトル EC620130 シリーズ用 対象製品 : 1-6938-22、1-3700-08
1-3701-02	ECRE001	内部補充液	480mL ボトル シングルジャンクション用
1-3701-03	ECRE002	内部補充液	480mL ボトル ダブルジャンクション用

導電率校正液

品番	型番	商品名	内容
1-3703-01	ECCON84BT	84 μ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 5\%$ @25°C
1-3703-02	ECCON100BT	100 μ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 5\%$ @25°C
1-3703-03	ECCON500BT	500 μ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 2\%$ @25°C
1-3703-04	ECCON1413BT	1413 μ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 1\%$ @25°C
1-3703-05	ECCON2764BT	2764 μ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 1\%$ @25°C
1-3703-07	ECCON5000BT	5.0mS/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 1\%$ @25°C
6-7016-06	ECCON1288BT	12.88mS/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 1\%$ @25°C
1-3703-06	ECCON1118BT	111.8mS/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 1\%$ @25°C
1-4718-01	ECCON10BS	10 μ S/cm 校正液	20mL $\times$ 5 パック 精度 $\pm 2 \mu$ S/cm@25°C
1-4718-02	ECCON447BS	447 μ S/cm 校正液	20mL $\times$ 5 パック 精度 $\pm 5 \mu$ S/cm@25°C
6-7016-04	ECCON1413BS	1413 μ S/cm 校正液	20mL $\times$ 5 パック 精度 $\pm 7 \mu$ S/cm@25°C
-	01X609301	脱イオン水	60mL ボトル
-	01X223201	脱イオン水	20mL $\times$ 20 パック

ORP 校正液

品番	型番	商品名	内容
1-5299-01	ECORPQUIN	ORP 校正液 263mV	480mL ボトル 精度 ± 30 mV@25°C
1-5299-02	ECORPQUIN086	ORP 校正液 86mV	480mL ボトル 精度 ± 30 mV@25°C

TDS 校正液

品番	型番	商品名	内容
1-3704-01	EC44250BT	50ppm TDS 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 5\%$ @25°C
1-3704-02	EC442300BT	300ppm TDS 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 2\%$ @25°C
1-3704-03	EC4421000BT	1000ppm TDS 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 1\%$ @25°C
1-3704-04	EC4423000BT	3000ppm TDS 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm 1\%$ @25°C