

# ラコムテスター用校正液類一覧(導電率計用)

## 導電率校正液

品番	型番	商品名	内容
1-3703-01	ECCON84BT	84 $\mu$ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 5%@25 $^{\circ}$ C
1-3703-02	ECCON100BT	100 $\mu$ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 5%@25 $^{\circ}$ C
1-3703-03	ECCON500BT	500 $\mu$ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 2%@25 $^{\circ}$ C
1-3703-04	ECCON1413BT	1413 $\mu$ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 1%@25 $^{\circ}$ C
1-3703-05	ECCON2764BT	2764 $\mu$ S/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 1%@25 $^{\circ}$ C
1-3703-07	ECCON5000BT	5.0mS/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 1%@25 $^{\circ}$ C
6-7016-06	ECCON1288BT	12.88mS/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 1%@25 $^{\circ}$ C
1-3703-06	ECCON1118BT	111.8mS/cm 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 1%@25 $^{\circ}$ C
1-4718-01	ECCON10BS	10 $\mu$ S/cm 校正液	20mL $\times$ 5 パック 精度 $\pm$ 2 $\mu$ S/cm@25 $^{\circ}$ C
1-4718-02	ECCON447BS	447 $\mu$ S/cm 校正液	20mL $\times$ 5 パック 精度 $\pm$ 5 $\mu$ S/cm@25 $^{\circ}$ C
6-7016-04	ECCON1413BS	1413 $\mu$ S/cm 校正液	20mL $\times$ 5 パック 精度 $\pm$ 7 $\mu$ S/cm@25 $^{\circ}$ C
-	01X609301	脱イオン水	60mL ボトル
-	01X223201	脱イオン水	20mL $\times$ 20 パック

## TDS 校正液

品番	型番	商品名	内容
1-3704-01	EC44250BT	50ppm TDS 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 5%@25 $^{\circ}$ C
1-3704-02	EC442300BT	300ppm TDS 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 2%@25 $^{\circ}$ C
1-3704-03	EC4421000BT	1000ppm TDS 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 1%@25 $^{\circ}$ C
1-3704-04	EC4423000BT	3000ppm TDS 校正液	480mL ボトル 精度 $\pm$ 1%@25 $^{\circ}$ C