

デジタル粘度計 DV1M

標準仕様

型式	(LV/RV/HA/HB ^{※1}) DV1M
サイズ(cm)	
重量	約 7.7 Kg
電源	90-260 V 50/60 Hz 50VA
PC 接続	USB ポート
プリンター出力	USB ポート
動作環境	温度 0 ~ 40℃ 湿度 20 % ~ 80 %
測定精度	フルスケールレンジの±1.0 %
測定再現性	フルスケールレンジの±0.2 %
測定温度精度 ^{※2}	±1℃ (-100 ~ 149℃) ±2℃ (150 ~ 300℃)
回転数(rpm)	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100
トルク値(mN・m)	LV : 0.0673、 RV : 0.7187、 HA : 1.4374、 HB : 5.7496
対応ソフトウェア	オプション : ウィンギャザー-SQ ソフトウェア
標準構成	粘度計本体、台座、ロッド、電源ケーブル、標準スピンドルセット、 ガードレグ(LV、RV のみ)、キャリアケース、キャップ、

※1 トルクタイプにより呼称と測定可能粘度範囲が異なります。

※2 オプションの温度プローブ使用時。