

防塵型シリカゲル 1-5451-01 ~ 03

防塵型シリカゲルの性能

日本工業規格による防塵型シリカゲルの試験結果

試験項目		JIS規格値	防塵型シリカゲル
		A型	A型
吸湿率	相対湿度20%	8以上	11.5
	相対湿度50%	20以上	35.0
	相対湿度90%	30以上	48.0
含水率(%)		2以下	1.0以下
pH		4 ~ 8	4.5 ~ 6.5
比抵抗(Ω・cm)		3000以上	5000以上

防塵型シリカゲルの吸湿速度

