




1-5943-03



番号	名称	数	備考
①	本体	1	透明アクリル(PMMA) t20
②	扉	1	透明アクリル(PMMA) t20
③	パッキン	4	
④	パッキン	1	シリコン φ8
⑤	ミニチュアバルブ	1	MF1/4-1/4, HN14-1/4PT ニップル外径 φ14
⑥	真空計	1	PF1/4×60
⑦	Rc1/4ポート	2	ポリカーボネート(PC)成形品 Rc1/4
⑧	ゴム足	4	