

## ■シリコンチューブ

### 最小曲げ直径

品番	内径×外径(φ mm)	直径 (mm)
1-596-01	0.5×1	φ 10
1-596-02	1×2	φ 30
1-596-03	1×3	φ 30
1-596-04	2×3	φ 40
1-596-05	2×4	φ 40
1-596-06	3×5	φ 50
1-596-07	4×6	φ 70
1-596-08	5×7	φ 80
1-596-09	5×9	φ 120
1-596-10	6×8	φ 100
1-596-11	6×10	φ 100
1-596-12	6×12	φ 130
1-596-13	6×15	φ 230
1-596-14	7×9	φ 110
1-596-15	7×10	φ 130
1-596-16	8×10	φ 150
1-596-17	8×12	φ 160
1-596-18	9×12	φ 130
1-596-19	9×15	φ 180
1-596-20	10×13	φ 180
1-596-21	10×14	φ 180
1-596-22	12×16	φ 180
1-596-23	12×18	φ 240
1-596-24	15×20	φ 180