



付属品	数	備考
スライドレール棚板	6	SUS430 W470×D460 耐荷重35kg/枚
スライドレール棚板ショートタイプ	2	SUS430 W470×D400 耐荷重35kg/枚
スライド棚受レール	8set	スライドレール式 8set SUS304/SUS430
アース線	1	3m

本体	フレーム	アルミ型材 アルマイト仕上げ
	コーナー	ABS樹脂 ブルー色
	パネル	側・天面: アクリル 透明 t3 底・背面: アルミ複合板 白 t3
扉(ガセット式)	フレーム	アルミ型材 アルマイト仕上げ
	コーナー	ABS樹脂 ブルー色
	パネル	アクリル 透明 t3

番号	名称	数	備考
①	コーナー棚柱(前後)	8	SUS430
②	戸当たり	8	SUS430
③	丁番	8	SUS304
④	カマ型ハンドル	8	YBsC クロムメッキ
⑤	キャスター	4	φ65ナイロン車輪 ストップバーなし
⑥	アジャスター	4	SUS304 M12
⑦	アースターミナル	1	
⑧	ドフユニット	1	除湿方式: 固体高分子電解質膜によるH2Oの電気分解排出
⑨	電源コード	1	2Pプラグ付 3m
⑩	湿度計	1	デジタル表示

