





1-6129-01



番号	名称	数	備考
①	コーナー棚柱 (前後)	各2	SUS-430
②	戸当たり	1	SUS-430
③	丁番	4	SUS-304
④	取手	2	アルミダイキャスト シルバー塗装
⑤	キャスター	4	φ65ナイロン車輪 2ヶストップバー付
⑥	アースターミナル	1	
本体	フレーム	アルミ型材 アルマイト仕上げ	
	コーナー	ABS樹脂 ブルー色	
	パネル	耐電アクリル 透明 t3	
扉 (マグネット式)	フレーム	アルミ型材 アルマイト仕上げ	
	コーナー	ABS樹脂 ブルー色	
	パネル	耐電アクリル 透明 t3	
付属品	SUS棚板	4	SUS430 W490×D460 耐荷重20kg/枚
	SUS棚受レール	4set	SUS棚受レール: 4set SUS430
	シリカゲル皿	1	PPトレイ W480×D360×H42