

「ズレない」「軽い」「かけやすい」
超軽量フェイスシールドグラス
「YF-800L」

医療や製造現場で働く人々を20年近く支え続ける「YF-800」。
YAMAMOTOが自信をもってお届けする「MADE in JAPAN」の
眼鏡型フェイスシールドグラスです。

日本製

YF-800L 特設サイト



超軽量

顔全体を
保護

ワンタッチ
取替えレンズ

防曇
レンズ

サイズフリー
フレーム

眼鏡の上から
装着可能



YF-800L

W152×H195×D195(mm) 26g

レンズ/片面防曇加工レンズ

●セット内容:フレーム1個、レンズ3枚



YF-800Lスペアレンズ

W250×H195(mm) 11.6g/1枚

レンズ/片面防曇加工レンズ6枚

使用シーン

飛沫感染対策が必要な医療や介護、スーパーや飲食店、学校や塾など、コミュニケーションが必要となるあらゆる業種



YK 山本光学株式会社
セフティ&レーザー・オプト事業部

<https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/safety/>

E-mail: safety-1@yamamoto-kogaku.co.jp

本社 / TEL 06-6783-1101 東京 / 03-3868-5503

製品特長

超軽量フェイスシールドグラス
YF-800L

長時間の使用でも快適「超軽量フレーム」



YKフェイスシールドグラスは、たったの26g。長時間つけても顔に跡が残りにくく、皮脂やファンデーションもつきにくい！



ズレない様子はこちら

顔面全体を保護できる「フェイスシールドグラス」



血液・体液などの飛沫から顔面を保護します。




眼鏡の上からも装着可能な「オーバークラスタイプ」



裸眼でも、ご自分の眼鏡の上からでも違和感なく装着できます。



くもり止め加工「シールドレンズ」

マスクをしていてもレンズがくもりにくい！
内側くもり止めシールドレンズで「クリアな視界」と「作業性向上」を両立できます。

着脱簡単！使い捨てシールドでいつも衛生的

フレームは継続使用、シールドはワンタッチで簡単に取り替え（※）
できます。 ※スペアレンズ（別売）

小顔の女性から男性まで、顔幅を選ばない「フレキシブルフレーム」

フレーム自体に柔軟性があるため、顔幅を選びません。
小顔の女性から男性まで、幅広い方にジャストフィット！

YF-800 超軽量フェイスシールドグラス（片面防曇加工レンズ） セット内容：フレーム1個、レンズ3枚

- 「YF-800L」
顔全体を保護するタイプ
Lサイズ：W152×H195×D195mm



- 「YF-800S」
目を重点的にカバーするタイプ
Sサイズ：W152×H83×D172mm



QRコードから製品詳細情報が確認できます。