

■仕様

pH	測定範囲	-2.00~+16.00pH
	分解能	0.01pH
	精度	±0.01pH
ORP	測定範囲	-2000~+2000mV
	分解能	-199.9~+199.9mV/0.1mV、その他/1mV
	精度	-199.9~+199.9mV/±0.2mV、その他/2mV
°C	測定範囲	0.0~100.0°C
	分解能	0.1°C
	精度	0~70°C/±0.3°C
機能	自動/手動温度補償・pH校正(最大5点)	
メモリ	100データ	
電源	AC100/240V(ACアダプター付属)	
サイズ	155×175×69mm	
重量	650g	
付属品	pH電極・温度センサー・電極スタンド	