

ラコムテスター用校正液類一覧(pH・ORP 計用)

pH 校正液

品番	型番	商品名	仕様
6-7015-05	ECBU4BT	pH4.01 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
1-5298-02	ECBU686BT	pH6.86 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
6-7015-06	ECBU7BT	pH7.00 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
1-5298-04	ECBU918BT	pH9.18 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
6-7015-07	ECBU10BT	pH10.01 校正液	480mL ボトル 精度±0.01pH@25°C
6-7016-01	ECBU4BS	pH4.01 校正液	20mL×5 パック 精度±0.01pH@25°C
6-7016-02	ECBU7BS	pH7.00 校正液	20mL×5 パック 精度±0.01pH@25°C
6-7016-03	ECBU10BS	pH10.01 校正液	20mL×5 パック 精度±0.01pH@25°C
6-7015-08	ECBU4BX	pH4 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25°C
6-7015-09	ECBU7BX	pH7 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25°C
6-7015-10	ECBU10BX	pH10 校正タブレット	10 錠 精度±0.05pH@25°C
-	01X608001	pH4.0 校正液 赤色	60mL ボトル 精度保証なし 本体付属品サンプル
-	01X607901	pH7.0 校正液 黄色	60mL ボトル 精度保証なし 本体付属品サンプル
-	01X608101	pH10.0 校正液 青色	60mL ボトル 精度保証なし 本体付属品サンプル
-	01X609301	脱イオン水	60mL ボトル 本体付属品サンプル
-	01X223201	脱イオン水	20mL×20 パック

pH・ORP 電極保存液・内部補充液

品番	型番	商品名	仕様
1-3702-01	ECRE005	pH・ORP 電極保存液	480mL ボトル ラコムテスターpH・ORP 電極用
1-3702-02	ECRE006	pH 電極保存液	480mL ボトル EC620130 シリーズ用 対象製品: 1-6938-22、1-3700-08
1-3701-02	ECRE001	内部補充液	480mL ボトル シングルジャンクション用
1-3701-03	ECRE002	内部補充液	480mL ボトル ダブルジャンクション用

ORP 校正液

品番	型番	商品名	内容
1-5299-01	ECORPQUIN	ORP 校正液 263mV	480mL ボトル 精度±30mV@25°C
1-5299-02	ECORPQUIN086	ORP 校正液 86mV	480mL ボトル 精度±30mV@25°C