

■PFAボトル（酸洗浄パック） 1-7563-12～15・1-7568-11～15

■洗浄結果

| 原子番号 | 測定元素 | ICP-MS測定結果(ppb) |
|------|------|-----------------|
| | | 洗浄後 |
| 11 | Na | 0.01未満 |
| 12 | Mg | |
| 13 | Al | 0.01 |
| 19 | K | 0.01未満 |
| 20 | Ca | |
| 24 | Cr | |
| 25 | Mn | |
| 26 | Fe | |
| 27 | Co | |
| 28 | Ni | |
| 29 | Cu | |
| 30 | Zn | |
| 50 | Sn | |
| 56 | Ba | |
| 82 | Pb | |