


番号	名称	数	備考
①	本体フレーム		フレーム：アルミ型材 アルマイト仕上
②	パネル		アクリル透明
③	HEPAユニット	1	HEPAフィルター：450×450×t50 ターボファンモーター
④	扉レール	2	PVC アイボリー
⑤	扉	1	エンビ透明 プランジャー式
⑥	電源コード	1	接地2Pプラグ付コード 5m



訂正	・		アズワン株式会社				名称 TITLE		NO.		
	・						殿		粉体計量用ドラフトFKD-900		C2
	・		担当	設計	製図	検図	寸法 SIZE	縮尺 SCALE	年月日 DATE	図面 PROJECT NAME	図面番号 DWG.NO.
	2008・11・17	△ FFD仕様変更による改訂		TS	森川		W900×D553×H600 (781)	1:8	2008/11/17	仕様図	34069