

1-7631-02

番号	部品名	数量	備考
1	天板	1	900×450×13 トレスバ(アイボリー)
2	脚枠	1	□25鋼管 DIC 15版 408(ブルー)
3	棚板	1	600×359×10 抗菌性ノリミン合板(高面)
4	接続棚枠	2	SPCC t0.8 / t2.0 DIC15版408
5	キャスター	4	φ65 ゴム車(2ヶ ストッパー付)
6	コード掛け	1	SPCC t2.0 DIC15版408
7	天板補強枠	1	SPCC t0.8 / t2.0 DIC15版408

