

テックスワイプ クリーンルーム & GMP 用品



Contamination Control & GMP Products

滅菌ドライワイパー



無菌・滅菌環境のクリーニング

無菌状態を保ちながら効率的に清浄を行う事が可能です。製薬工場の無菌充填工程、バイオテクノロジー分野の製造設備、微生物研究施設に最適です。

- ・無菌環境向けに設計された特殊包装
- ・ロット毎の照射証明書、適合証明書、成績書付き
- ・明瞭で見やすいロット番号記載
- ・開封後のパッケージ内のワイパーを保護するシール式パッケージ
- ・袋当たりの数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易



3-6989-02 [TX3049] Sterile Vertex® - HS
9" x 9"(23cm x 23cm)
3-6989-01 [TX3042] Sterile Vertex® - HS
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: バーテックス
エッジ熱シール
エンドトキシン < 0.25EU/ml



3-6991-02 [TX3059] Sterile Vertex® - MD
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル(海島型の極細繊維)
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: バーテックス
ニット(一層)
エッジ熱シール
エンドトキシン < 0.25EU/ml



3-7627-01 [TX3221] Sterile Vertex® - TP
11" x 11"(28cm x 28cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: バーテックス
ニット(二層)
エッジ熱シール
高吸水性
エンドトキシン < 0.25EU/ml



1-7695-02 [TX3212] SterileWipe™ LP 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: アルファ10
ニット(一層)
5mm巾熱シール



1-7695-01 [TX3215] SterileWipe™ AS 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: アルファソープ10
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



3-6990-05 [TX3224] SterileWipe™ AS 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
3-6990-04 [TX3225] SterileWipe™ AS 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: テクストラ10
5mm巾熱シール
高吸水性



3-6990-03 [TX3220] Sterile TexTra™
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 5-6
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: テクストラ
ニット(一層)
コールドカット



3-6998-02 [STX1004] Sterile AlphaWipe®
4" x 4"(10cm x 10cm)
50枚/袋, 50袋/箱
1-7695-03 [TX3211] SterileWipe™ LP
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(10枚/内袋 x 10), 5袋/箱
ISO Class 5-6
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: アルファワイブ
ニット(一層)
コールドカット



4-1887-01 [STX609] Sterile TechniCloth®
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(25枚/内袋 x 4), 5袋/箱
1-7694-01 [TX3210] SterileWipe™ HS II
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 5-8
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: テクニクロス
USP <797>/USP <800>の要件充足
高吸水性



3-7602-01 [TX8932S] Sterile TexVantage™
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 5-8
40% ポリエステル/60% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: テクニクロス
USP <797>/USP <800>の要件充足
高吸水性

滅菌プリウェットワイパー



無菌・滅菌環境のワンステップ・クリーニング

製薬工場の無菌充填工程、バイオテクノロジー分野の製造設備、微生物研究施設に最適です。滅菌プリウェットワイパーはワイパーとスプレーボトル入りのアルコールに替わる便利な商品です。フィルタリング、滅菌処理、アルコールの希釈と廃棄等に係わる面倒を無くします。

- ・無菌環境向けに設計された特殊包装
- ・ロット毎の照射証明書、適合証明書、成績書付き
- ・明瞭で見やすいロットナンバーと使用期限の記載
- ・袋当たりの数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易

70%
Ethanol



3-9022-01 [TX3044P] Sterile Vertex® 70% Ethanol

12" x 12" (31cm x 31cm)
25枚/リクローザブル袋, 5袋/箱

ISO Class 3-5

70%変性エタノール/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: パーテックスHS
エンドトキシン < 0.25EU/ml



3-9021-01 [TX3049P] Sterile Vertex® 70% IPA

9" x 9" (23cm x 23cm)

3-9021-02 [TX3042P] Sterile Vertex® 70% IPA

12" x 12" (31cm x 31cm)
25枚/リクローザブル袋, 5袋/箱

ISO Class 3-5

70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: パーテックスHS
エンドトキシン < 0.25EU/ml

70%
Ethanol



3-9020-01 [STX1068] Sterile TechniSat® 70% Ethanol

7" x 11" (18cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱

ISO Class 5-8

70%変性エタノール/30%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: テクニクロス



4-1884-01 [TX3214] Sterile TechniSat® 70% IPA

9" x 11" (23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱

4-1884-02 [TX3217] Sterile TechniSat® 70% IPA

9" x 11" (23cm x 28cm)
20枚/フレックスパック, 24パック/箱

ISO Class 5-8

70%IPA/30%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: テクニクロス



4-1883-01 [TX3213] Sterile PolySat® 70% IPA

9" x 11" (23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱

4-1883-02 [TX3216] Sterile PolySat® 70% IPA

9" x 11" (23cm x 28cm)
20枚/フラックスパック, 24パック/箱

ISO Class 5-8

70%IPA/30%USP精製水
ポリプロピレン
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装



4-1885-01 [TX3252] Sterile AlphaSat® 70% IPA

12" x 12" (31cm x 31cm)
25枚/フラットパック, 5パック/箱

ISO Class 5-8

70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: アルファソープHC
ニット(二層)
エッジ熱シール



4-1886-02 [TX3280] Sterile AlphaSat®10 70% IPA

12" x 12" (31cm x 31cm)
50枚/フラットパック, 5パック/箱

ISO Class 3-5

70%IPA/30%USP注射用水

ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
3重包装
データ: アルファソープ10
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



4-1886-01 [TX3285] Sterile AlphaSat®10 70% IPA

9" x 9" (23cm x 23cm)
20枚/フレックスパック, 20パック/箱

ISO Class 3-5

70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル 10^{-6})
2重包装
データ: アルファソープ10
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性

未滅菌ドライワイパー

クリーンルーム用ドライワイパー

Texwipeクリーンルーム用ワイパーは、あらゆるクラスの管理された環境での清浄化、ワイプダウン、液体の吸水を効率的に行えます。この製品ラインは、ほぼ全てのエリアに適した多種多様なものを取り揃えています。 テックスワイブのワイパーは、繊維、粒子、イオン、残留物、エンドトキシン等のテストを行い、優れた清浄度を確保し、一貫性のある品質と高いパフォーマンスを実現しました。



9-1017-01 [TX1010] Vectra® Alpha® 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
9-1017-02 [TX1012] Vectra® Alpha® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(一層)
5mm巾熱シール



3-7681-01 [TX1080] Vectra® QuanTex™
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋(75枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-7
ポリエステル
ニット(一層)
5mm巾熱シール



1-6961-01 [TX1050] Vectra® AlphaSorb® 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
1-6961-02 [TX1052] AlphaSorb® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋, 6袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



3-6996-02 [TX2064] ThermaSeal™ 60
4" x 4"(10cm x 10cm)
300枚/袋(150枚/内袋 x 2), 20袋/箱
3-6996-01 [TX2069] ThermaSeal™ 60
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋(75枚/内袋 x 2), 10袋/箱
3-9188-01 [TX2079] ThermaSeal™ 70
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋(75枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-7
ポリエステル
エッジ熱シール
USP <797>/USP <800>の要件充足



3-6992-02 [TX49] Vertex® - High Sorption
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋(75枚/内袋 x 2), 10袋/箱
3-6992-01 [TX42] Vertex® - High Sorption
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋, 10袋/箱
3-7694-01 [TX29] Vertex® - High Durability
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋(75枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(一層)
エッジ熱シール, エンドトキシン < 0.25EU/ml



3-6991-01 [TX59] Vertex® - Microdenier
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(一層)
エッジ熱シール
エンドトキシン < 0.25EU/ml



3-6990-01 [TX2452] TexTra® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 6袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
2重包装
ニット(一層)
5mm巾熱シール
高吸水性



3-7605-01 [TX1070] TexTube®
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
チューブ状ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



3-6995-02 [TX2409] AlphaSorb® HC
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
3-6995-01 [TX2412] AlphaSorb® HC
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 6袋/箱
3-6995-03 [TX2418] AlphaSorb® HC
18" x 18"(46cm x 46cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 3袋/箱
ISO Class 3-5
ポリエステル
ニット(二層), コールドカット, 高吸水性



3-6998-01 [TX1004] AlphaWipe®
4" x 4"(10cm x 10cm)
300枚/袋, 20袋/箱
7-086-01 [TX1009] AlphaWipe®
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋, 10袋/箱
7-086-02 [TX1013] AlphaWipe®
12" x 12"(31cm x 31cm)
75枚/袋, 10袋/箱
7-086-06 [TX1003] AlphaWipe®
11" x 12"(28cm x 31cm)
250枚/袋, 6袋/箱
ISO Class 5-8
ポリエステル
ニット(一層), 2重包装, コールドカット



7-086-04 [TX1109] TechniCloth® II with ULP
9" x 9"(23cm x 23cm)
300枚/袋, 10袋/箱
7-086-05 [TX1112] TechniCloth® II with ULP
12" x 12"(31cm x 31cm)
150枚/袋, 10袋/箱
7-086-07 [TX1118] TechniCloth® II with ULP
18" x 18"(46cm x 46cm)
75枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 6-7
45% ポリエステル/55% セルローズ(不織布)
2重包装



7-085-01 [TX604] TechniCloth®
4" x 4"(10cm x 10cm)
1,200枚/袋, 10袋/箱
7-085-02 [TX606] TechniCloth®
6" x 6"(15cm x 15cm)
600枚/袋, 10袋/箱
7-085-03 [TX609] TechniCloth®
9" x 9"(23cm x 23cm)
300枚/袋, 10袋/箱
7-085-04 [TX612] TechniCloth®
12" x 12"(31cm x 31cm)
150枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 6-9
45% ポリエステル/55% セルローズ(不織布)
2重包装

未滅菌プリウェットワイパー



クリーンルーム用プリウェットワイパー



4-1892-01 [TX49P] Vertex® Pre-Wet 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
75枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
4-1892-02 [TX42P] Vertex® Pre-Wet 70% IPA
12" x 12"(31cm x 31cm)
50枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 3-5
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
エンドトキシン < 0.25EU/ml



4-1893-01 [TX1084] Vectra® QuanTex™ 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
50枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 3-5
70%IPA/30%USP脱イオン水
ポリエステル
ニット(一層)
5mm巾熱シール
エンドトキシン < 0.25EU/ml



4-1891-01 [TX1034] AlphaWipe® 70% IPA
4" x 4"(10cm x 10cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
4-1891-02 [TX1036] AlphaWipe® 70% IPA
6" x 6"(15cm x 15cm)
75枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 5-8
ポリエステル
ニット(一層)



4-1891-03 [TX1039] AlphaWipe® 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
50枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 5-8
ポリエステル
ニット(一層)



4-1890-01 [TX1041] TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
70枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)




4-1890-02 [TX1045] TechniSat® 70% IPA
6" x 8"(15cm x 20cm)
100枚/缶, 12缶/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



4-1890-03 [TX1065] TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
エンドトキシン < 0.25EU/ml



4-1890-04 [TX1067] TechniSat® 70% IPA
7" x 11"(18cm x 28cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



4-1889-01 [TX1068] TechniSat® 70% Ethanol
7" x 11"(18cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
ISO Class 5-8
70%変性エタノール/30%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



4-1888-01 [TX1040] PolySat® 70% IPA
7" x 11"(18cm x 28cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
ポリプロピレン



4-1888-02 [TX1051] PolySat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 24パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
ポリプロピレン



4-1888-03 [TX8723] PolySat® 70% IPA
6" x 11"(15cm x 28cm)
75枚/リクローザブル袋, 24袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP脱イオン水
ポリプロピレン
NSF 登録(# 157028)

洗浄バリデーション用スワブ

テックスワイブのスワブは洗浄バリデーションの特異的(HPLC、UV-Vis、IMS)と非特異的(TOC)分析方法に適合し、正確なサンプル回収率ができるように設計されました。スワブは様々な希釈溶剤にも適合可能です。

洗浄バリデーション用スワブ

TOC分析用 ポリエステル ニットサンプリング スワブ(50 μ g/L(<50 ppb)以下のTOCレベル)

1-8057-01	TX714K	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	20本/袋、50袋/箱



1-8057-02	TX761K	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		6.8ミリ (0.268")	2.8ミリ (0.110")	16.8ミリ (0.661")	3.2ミリ (0.126")	3.2ミリ (0.126")	145.5ミリ (5.728")	162.3ミリ (6.390")	20本/袋、50袋/箱



HPLC分析用 ポリエステル ニットサンプリング スワブ(UVバックグラウンドを減らすために追加処理)

1-8044-01	TX715	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	100本/袋 50本/内袋、2内袋、10袋/箱



HPLC分析用 ポリエステル 不織布サンプリング スワブ

1-8044-02	TX716	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	20本/袋、50袋/箱



TOC 洗浄バリデーションキット

テックスワイブのTOC洗浄バリデーションキットは、洗浄バリデーションプロトコルの一部としてサンプルの採取を簡素化するように設計されました。スワブとバイアルはTOC分析に使用するのに適したテックスワイブ独自の工程を経て、さらに清潔になりました。

キットには、スワブとバイアルの汚染の可能性を最小限に抑え、サンプル採取場所からラボに移すことができる便利で安全な方法です。クリーンルームに適したリサイクル可能なポリプロピレンボックスに梱包されています。

キットに含まれたスワブのTX714K(TOC < 50 μ g/L)またはTX761K(TOC < 50 μ g/L)とバイアル(TOC < 10 μ g/L または TOC < 20 μ g/L)は、個別購入が可能であり、すべての製品はTOC分析に最適な条件で生産されています。



TX3340

TX3342



TX3350 & TX3350C

品番	型番	詳細と梱包
3-6470-01	TX3342	TOC 洗浄バリデーション 徳用 キット: バイアル72本、TX714K スワブ144本/箱
3-6470-03	TX3340	TOC 洗浄バリデーション キット: バイアル12本、TX714K スワブ24本/箱
3-6470-04	TX3343	TOC 洗浄バリデーション キット: バイアル12本、TX761K スワブ24本/箱
3-6470-02	TX3350	TOC 洗浄バリデーション用バイアル: バイアル 72本(< 10 μ g/L)/箱
-	TX3350C	TOC 洗浄バリデーション用バイアル: バイアル 72本(< 20 μ g/L)/箱

クリーンルーム用スワブ

ポリエステルスワブ

Alpha® ポリエステル ニット スワブ シリーズ

1-7696-01	TX714A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	100本/袋 50本/内袋、2内袋、10袋/箱



6-6587-02	TX743B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		4.0ミリ (0.157")	3.6ミリ (0.142")	12.0ミリ (0.472")	3.0ミリ (0.118")	3.0ミリ (0.118")	58.3ミリ (2.295")	70.3ミリ (2.768")	500本/袋 100本/内袋、5内袋、5袋/箱



6-6587-03	TX754B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		3.5ミリ (0.138")	3.0ミリ (0.118")	9.5ミリ (0.374")	2.4ミリ (0.095")	2.4ミリ (0.095")	60.0ミリ (2.362")	69.5ミリ (2.736")	500本/袋 100本/内袋、5内袋、5袋/箱



6-6587-04	TX758B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		3.2ミリ (0.126")	2.5ミリ (0.098")	11.0ミリ (0.433")	2.2ミリ (0.087")	2.2ミリ (0.087")	60.0ミリ (2.362")	70.0ミリ (2.756")	500本/袋 100本/内袋、5内袋、5袋/箱



6-6587-01	TX761	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		6.8ミリ (0.268")	2.8ミリ (0.110")	16.8ミリ (0.661")	3.2ミリ (0.126")	3.2ミリ (0.126")	145.5ミリ (5.728")	162.3ミリ (6.390")	100本/袋、10袋/箱



Absorbond® ポリエステル 不織布 スワブ シリーズ

1-8044-02	TX716	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		12.7ミリ (0.500")	4.2ミリ (0.165")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	20本/袋、50袋/箱



1-8044-02	TX759B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		3.2ミリ (0.126")	1.5ミリ (0.059")	10.0ミリ (0.394")	2.2ミリ (0.087")	2.2ミリ (0.087")	60.0ミリ (2.362")	70.0ミリ (2.756")	500本/袋 100本/内袋、5内袋、5袋/箱



1-8044-02	TX762	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
		6.8ミリ (0.268")	2.8ミリ (0.110")	16.8ミリ (0.661")	3.2ミリ (0.126")	3.2ミリ (0.126")	145.5ミリ (5.728")	162.3ミリ (6.390")	100本/袋、10袋/箱



滅菌済みスワブ

コットンスワブ

3-7073-01	STX705PT	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	輸送容器付	7.0ミリ (0.276")	7.0ミリ (0.276")	18.2ミリ (0.717")	2.5ミリ (0.098")	2.5ミリ (0.098")	134.0ミリ (5.276")	155.0ミリ (6.102")	1本/チューブ/ 50チューブ/袋、10袋/箱

ポリエステルスワブ

3-7073-02	STX764T	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	輸送容器付	4.6ミリ (0.181")	4.6ミリ (0.181")	17.0ミリ (0.669")	2.5ミリ (0.098")	2.5ミリ (0.098")	134.0ミリ (5.276")	155.0ミリ (6.102")	1本/チューブ/ 50チューブ/袋、10袋/箱

コットンスワブ

4-1882-01	STX705W	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	ウッド ハンドル	6.0ミリ (0.236")	6.0ミリ (0.236")	18.2ミリ (0.717")	2.5ミリ (0.098")	2.5ミリ (0.098")	137.0ミリ (5.394")	155.0ミリ (6.102")	1本/チューブ/ 50チューブ/袋、10袋/箱

フォームスワブ

4-1881-01	STX708A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	ポリプロピレン ハンドル	19.7ミリ (0.778")	9.4ミリ (0.370")	26.4ミリ (1.040")	6.6ミリ (0.260")	3.2ミリ (0.126")	105.8ミリ (4.165")	132.2ミリ (5.205")	1本/スリーブ/ 50スリーブ/袋、10袋/箱

4-1881-02	STX712A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	ポリプロピレン ハンドル	12.7ミリ (0.500")	7.8ミリ (0.307")	25.7ミリ (1.012")	5.2ミリ (0.205")	3.0ミリ (0.118")	101.8ミリ (4.008")	127.5ミリ (5.020")	1本/スリーブ/ 50スリーブ/袋、10袋/箱

クリーナー & 殺菌剤

滅菌70%エタノールと70%IPA

無菌エリア等高い洗浄度が要求されるクリーンルーム用に調合された滅菌アルコールです。 USPグレードの70%変性エタノール又は70%イソプロパノールとUSPグレードの精製水で調合されています。

0.2µmでろ過し、ガンマ線滅菌され、10⁻⁶まで無菌保証します。

- ・放射線照射量を示す工程証明書(COP)
- ・適合証明書(COC)・分析証明書(COA)

* 弊社が使用した精製水(Purified Water)はUSP WFIの基準を満たしています。(エンドキシン < 0.25 EU/ml)

品番	型番と詳細	サイズ	梱包
4-1894-01	TX3267 滅菌 70% 変性エタノール	16 oz.(473mL) トリガースプレー、ガンマ線滅菌	12 本/箱
4-1894-02	TX3265 滅菌 70% 変性エタノール	32 oz.(946mL) トリガースプレー、ガンマ線滅菌	12 本/箱
4-1894-03	TX3291 滅菌 70% 変性エタノール	1 ガロン(3.8L) ボトル、ガンマ線滅菌	4 本/箱
-	TX8270 滅菌 70% イソプロパノール	8 oz.(237mL) トリガースプレー、ガンマ線滅菌	12 本/箱
-	TX3270 滅菌 70% イソプロパノール	16 oz.(473mL) トリガースプレー、ガンマ線滅菌	12 本/箱
-	TX3273 滅菌 70% イソプロパノール	32 oz.(946mL) トリガースプレー、ガンマ線滅菌	12 本/箱
-	TX3290 滅菌 70% イソプロパノール	1 ガロン(3.8L) ボトル、ガンマ線滅菌	4 本/箱



TexP 過酸化水素水

TexP 過酸化水素水はcleaning rotation cyclesのために開発されています。

TexPは VOCが出ず、可燃性ではないため殺菌剤の残留物を取り除くのに最適です。

品番	型番と詳細	サイズ	梱包
-	TX687 過酸化水素水 RTU 7.5%	16 oz. (473mL) トリガースプレー	12 本/箱
-	TX687G 過酸化水素水 RTU 7.5%	1 ガロン(3.8L) ボトル	4 本/箱



TexQ™ 第四級アンモニウム系殺菌剤

TexQ™殺菌剤は、EPAに登録された第四級アンモニウム化合物で、様々な細菌、ウイルスおよび真菌に殺菌剤として広く使われます。 各種有効成分は汚染物質を除去する前にクリーナーとしての役割も果たします。

TexQ™殺菌剤はすぐに使用できるトリガースプレー(TX650)とガロンボトル(TX652)及び濃縮ガロンボトル(TX651)の3つの溶液で提供されています。 同一の有効成分で、0.2µmでろ過され、TX650とTX652は10⁻⁶まで保証するガンマ線滅菌されています。

品番	型番と詳細	サイズ	梱包	EPA 登録番号
-	TX650 TexQ™ 殺菌剤 RTU	22 oz.(651mL) トリガースプレー、ガンマ線滅菌	12 本/箱	10324-85-46552
-	TX652 TexQ™ 殺菌剤 RTU	1 ガロン(3.8L) ボトル、ガンマ線滅菌	4 本/箱	10324-85-46552
-	TX651 TexQ™ 殺菌剤 濃縮液	1 ガロン(3.8L) ボトル 濃縮液、未滅菌	4 本/箱	10324-80-46552



TexTab™ 塩素系殺菌剤(発泡錠剤形)

テックスタブはジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(48.21%)を含む発泡剤の形態の殺菌剤で、精製水に溶かして使用します。 バイオ廃棄物等を不活性化するには有効です。

EPA(米国環境保護庁)に登録され認証された殺菌剤です。

テックスタブの水溶液は弱酸性(pH6-7)で、腐食性が低いです。

次亜塩素酸ナトリウム水溶液より低い塩素濃度で殺菌効果があり、また、殺菌効果が長く持続します。

品番	型番と詳細	サイズ	梱包
-	TX6460 TexTab™ 殺菌剤タブレット	256 錠/ボトル(3.35kg)	2 本/箱



クリーンルームモップ & バケツ

モップ シリーズ

AlphaMop™

簡単にカバーの交換ができ、天井、床や壁などの表面を洗浄するのに理想的です。
15" x 8" (38.1cm x 20.3cm)の熱可塑性モップヘッドに60"(152.4cm)のファイバーグラスハンドルが付いており、オートクレーブ対応可能なバージョンもあります。交換用のカバーやアクセサリのご用意もあります。



品番	型番	詳細
6-7915-01	TX7108	アルファモップ 本体(TX7108Hヘッド + TX7120 + TX7121 ハンドル)
6-7915-11	TX7118	ポリエステル モップカバー、150カバー & 6パッド/箱
-	STX7118	滅菌 ポリエステル モップカバー、120カバー & 12パッド/箱
6-7915-13	TX7118F	ポリエステル パッドキット、25パッド & 4クリップ/袋、3袋/箱
-	STX7118F	滅菌 ポリエステル パッドキット、10パッド & 4クリップ/袋、2袋/箱
-	TX7108H	アルファモップ 交換ヘッド 15" x 8" (38.1cm x 20.3cm)
-	TX7108AH	アルファモップ オートクレーブ対応用 交換ヘッド
-	TX7123	アルファモップ 152.4cm ファイバーグラス 交換ハンドル

*TX7108AHとTX7123を組み合わせると、旧TX7108Aとして使用可能です。

Mini AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool

ミニアルファモップは、アイソレーター内部の掃除に最適化されたモップシステムです。片手で軽く操作でき、作業中にカバーを速やかに交換できるように設計されており、モップヘッドのラウンド形態はアイソレーター内部の表面が傷付かないようにします。オートクレーブ対応可能です。



品番	型番	詳細
3-6854-01	TX7101	ミニアルファモップ 本体(TX7105ヘッド + TX7120 + TX7121 ハンドル)
3-6854-11	TX7114	ポリエステル ミニモップカバー、150カバー & 6パッド/箱
3-6854-12	TX7114M	マイクロデニール ポリエステル ミニモップカバー、150カバー & 6パッド/箱
-	STX7114	滅菌 ポリエステル ミニモップカバー、125カバー & 25パッド/箱
-	STX7114M	滅菌 マイクロデニール ポリエステル ミニモップカバー、125カバー & 25パッド/箱
-	TX7105	ミニアルファモップ 交換ヘッド 3.7" x 7.1" (9.4cm x 18.1cm)
-	TX7120	ミニアルファモップ ファイバーグラス 交換ヘッド 12" (30.4cm)
-	TX7121	ミニアルファモップ ファイバーグラス 交換ハンドル 18" (45.7cm)
3-6854-13	TX7122	ミニアルファモップ ファイバーグラス 伸縮式交換ハンドル 29" - 53" (73.6cm - 134.6cm)

*TX7105とTX7122を組み合わせると、旧TX7104として使用可能です。

バケツ

品番	型番	製品	材質	詳細
-	TX7057	丸形バケツ	ステンレス(SUS 304)	ベターモップ用バケツ 30 L
-	TX7058			ベターモップ用バケツ 37 L
-	TX7065			ベターモップ用バケツ 30 L キャスター付
-	TX7066			ベターモップ用バケツ 37 L キャスター付
-	TX7063	デュアルバケツカート	ポリプロピレン	ベターモップ用バケツ 2 x 15 L キャスター付き
-	TX7041	搾り器	ステンレス(SUS 304)	ベターモップ用 丸形 バケツ 搾り器
3-7692-01	TX7054	角型バケツ	ステンレス(SUS 304)	アルファモップ用バケツ 28 L
3-7691-01	TX7060		ポリプロピレン	アルファモップ用バケツ 22 L 赤
3-7691-02	TX7061			アルファモップ用バケツ 22 L 青
3-7691-03	TX7062			アルファモップ用バケツ 22 L 緑
3-7690-01	TX7043	搾り器	ステンレス(SUS 304)	アルファモップ用 角型 バケツ 搾り器
-	STX7099	バケツ用プラスチック袋	LDPE	滅菌バケツライナー (74.9cm x 90.2cm) 2枚/袋、50袋/箱 TX7094とTX7063には適応できません。

カート

品番	型番	製品	材質	詳細
3-7693-01	TX7046	カート	ステンレス(SUS 304)	モップカート・角型・丸形バケツと使用 外寸: 71cm x 78cm x 49cm
3-7693-02	TX7046E	延長カート		TX7046 延長 - TX7046を3バケツシステムに変換

BetaMop®

簡単にヘッドのリフィルが装着できるクイックオープニングクランプを備えています。リフィルヘッドやアクセサリのご用意もあります。



品番	型番	詳細
-	TX7106	ベターモップ 本体(TX716Rヘッド + TX7125 ハンドル)
-	TX716R	ポリエステル スtringヘッド、6ヘッド/箱
-	TX7070	マイクロデニール ポリエステル Stringヘッド、6ヘッド/箱
-	STX7070	滅菌 マイクロデニール ポリエステル Stringヘッド、6ヘッド/箱
-	TX7125	ベターモップ 152.4cm ファイバーグラス 交換ハンドル
-	TX7092	ベターモップ 152.4cm ステンレス 交換ハンドル

ClipperMop®

ClipperMop™ システムはTexwipeのクリーンルームワイパー及び他社のワイパーを使用できる特許を取得したフラットモッピング製品です。テックスワイプの9"又は12"ワイパーのいずれかを選択して、理想的なモッピングシステムを実現できます。



品番	型番	詳細
3-6853-01	TX7102	クリッパーモップ 本体(TX7112 7" ヘッド + TX7122 ハンドル)
3-6853-02	TX7103	クリッパーモップ 本体(TX7113 11" ヘッド + TX7122 ハンドル)
-	TX7112	クリッパーモップ 交換ヘッド 7" x 4" (17.8cm x 10.1cm)
-	TX7113	クリッパーモップ 交換ヘッド 11" x 4" (27.9cm x 10.1cm)
3-6853-12	TX7111A	クリッパーモップ TX7102用 ポリエステル 交換パッド 100パッド & 40ピン/箱
-	STX7111A	滅菌 ミニアルファモップ ポリエステルパッドキット 10パッド & 4ピン/袋、100パッド & 40ピン/箱 (TX7101, TX7102, TX7105, TX7112用)
3-6853-11	TX7111B	クリッパーモップ TX7103用 ポリエステル 交換パッド 100パッド & 40ピン/箱
3-6853-13	TX7102C	クリッパーモップ TX7102, TX7103用 ポリエチレン クリップ 80クリップ/箱

TexMop™

TexMop™のステンレス製のフラットモップはワイパーを簡単に固定するように設計されました。回転ヘッドは、天井、床、壁等届きにくい領域に最適です。オートクレーブ対応可能です。



品番	型番	詳細
-	TX7115	テックスモップ ステンレス 8"ヘッド、9" (22.9cm x 22.9cm) ワイパー用ヘッド、1ヘッド/箱
-	TX7116	テックスモップ ステンレス 11"ヘッド、12" (30.5cm x 30.5cm) ワイパー用ヘッド、1ヘッド/箱
-	TX7150	テックスモップ TX7115用 ポリエステル 交換パッド、8" x 4" (20.3cm x 10.2cm)、100パッド & 4ピン/袋、10袋/箱
-	TX7151	テックスモップ TX7116用 ポリエステル 交換パッド、11" x 6" (27.9cm x 15.2cm)、100パッド & 4ピン/袋、10袋/箱
6-7915-18	TX10217	アルファモップ、ミニアルファモップのクイックコネクタ、1コネクタ/箱
6-7915-14	TX7117	伸縮式 ステンレス製 ハンドル 16" - 23" (40.6cm - 58.4cm)
6-7915-15	TX7181	拡張式 アルミ製 ハンドル 16ft (4.8m)
6-7915-16	TX7182	伸縮式 アルミ製 ハンドル 12" - 30" (30.5cm - 76.2cm)
6-7915-17	TX7183	伸縮式 アルミ製 ハンドル 55" - 92" (139.7cm - 233.7cm)

*アルファモップとミニアルファモップにTX7117、TX7181、TX7182、TX7183ハンドルをつなぐためにはTX10217コネクタが必要です。

クリーンルームモップシステム

*TX7108AHとTX7123を組み合わせると、旧TX7108Aとして使用可能です。

パッケージ I

- ① (3) TX7054 角型 バケツ
- ② (1) TX7043 搾り器
- ③ (1) TX7108A* AlphaMop™
- ④ (1) TX7046E カート
- ⑤ (1) TX7046 カート



パッケージ II

- ① (2) TX7057 丸形 バケツ
- ② (1) TX7041 搾り器
- ③ (1) TX7046 カート
- ④ (1) TX7092 BetaMop®
- ⑤ (1) TX7072 BetaMop® ストライプヘッド



パッケージ III

- ① (1) TX7060 赤 バケツ
- ② (1) TX7061 青 バケツ
- ③ (1) TX7062 緑バケツ
- ④ (1) TX7043 搾り器
- ⑤ (1) TX7046 カート
- ⑥ (1) TX7108 AlphaMop™



パッケージ IV

- ① (2) TX7054 角型 バケツ
- ② (1) TX7043 搾り器
- ③ (1) TX7046 カート
- ④ (1) TX7108A* AlphaMop™



パッケージ V

- ① (3) TX7060 角型 バケツ
- ② (1) TX7043 搾り器
- ③ (1) TX7046 カート
- ④ (1) TX7108 AlphaMop™



パッケージ VI

- ① (1) TX7063 Dual バケツ 搾り器
- ② (1) TX7125 BetaMop® 白
- ③ (1) TX7070 BetaMop® 白マイクロファイバーストリングヘッド



パッケージ VII

- ① (2) TX7057 丸形ステンレスバケツ
- ② (1) TX7046 カート
- ③ (1) TX7041 搾り器
- ④ (1) TX7106 BetaMop®
- ⑤ (1) TX716R BetaMop® ストリングヘッド
- ⑥ (1) TX7099 滅菌バケツライナー



パッケージ VIII

- ① (2) TX7065 丸形ステンレスバケツキャスター付き
- ② (1) TX7041 搾り器
- ③ (1) TX7092 BetaMop®
- ④ (1) TX651 TexQ™ 殺菌剤
- ⑤ (1) STX7072 滅菌BetaMop® ストライプヘッド



STX7099



TX7041

クリーンルームペーパー & ラベル

ルーズリーフシート

TexWriteルーズリーフシートは、合成(MP10)とラテックス飽和セルローズで提供されています。MP10には、合成ポリマーのみで構成され、ラテックスまたはセルローズを含まず、粒子および繊維の残留物が非常に少なくなっています。MP10はガンマ線照射、EOまたは蒸気による滅菌と耐久性があります。



ノートブック

製本した実験ノートやスパイラルノートブックは、すべてTexWrite22で作られています。

ルーズリーフシート



TexWrite® MP10 (ISO Class 3-8)

品番	型番	詳細	パッケージ
-	TX5800	白/青 216 mm x 279 mm	100シート/パック、5パック/箱

TexWrite® 22 ルーズシート (ISO Class 3-8)

品番	型番	詳細	パッケージ
3-6472-01	TX5812	青 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱
3-6472-02	TX5814	黄 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱
3-6472-03	TX5815	白 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱

クリーンルーム ノートブック & クリップボード



TexWrite® ノートブック (ISO Class 3-8)

品番	型番	詳細	パッケージ
9-1022-11	TX5708	青 216 mm x 279mm	96ページ、10ノート/箱

TexWrite® 22 ノートブック (ISO Class 3-8)

品番	型番	詳細	パッケージ
3-6473-01	TX5740	スパイラル 216 mm x 279mm	100ページ、10ノート/箱
3-6473-02	TX5741	スパイラル 140 mm x 216mm	100ページ、10ノート/箱
-	TX5742	スパイラル 76 mm x 127mm	100ページ、20 ノート/箱

TexWrite® ノートパッド (ISO Class 3-8)

品番	型番	詳細	パッケージ
1-6922-01	TX5820	青 76 mm x 102 mm	72シート/パッド、10パッド/箱

TexWrite® クリップボード (ISO Class 3-8)

品番	型番	詳細	パッケージ
3-6471-01	TX5835	229 mm x 330 mm クリップボード	12クリップボード/箱

クリーンルームラベル & 滅菌インジケータラベル



オートクレープ ラベル

品番	型番	詳細	パッケージ
3-7689-01	TX515A	38 mm丸形 オートクレープラベル	500ラベル/ロール、4ロール/箱

滅菌インジケータ付き ラベル

品番	型番	詳細	パッケージ
3-7689-02	TX522A (formerly ALAU275)	印刷済み滅菌インジケータ ・51mm x 51mm ・オートクレープ対応	500ラベル/ロール、1ロール/箱

粘着マット

時間を節約し、フロアを保護する。

CleanStep™粘着マットは、クリーンルームの作業エリアに入る前に人の往来によって汚染される粒子状物質を除去します。CleanStep™のラインアップには様々なサイズや色の粘着マットがあります。



青のマットと 白フレーム



グレー、青、白 クリーンルームマット

18 in x 36 in(46cm x 91cm)

型番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA183681B	青	30	8
AMA183681G	グレー	30	8
AMA183681W	白	30	8
AMA183682B	青	60	4
AMA183682G	グレー	60	4
AMA183682W	白	60	4

25 in x 45 in(64cm x 114cm)

型番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA254581B	青	30	8
AMA254581G	グレー	30	8
AMA254581W	白	30	8
AMA254582B	青	60	4
AMA254582G	グレー	60	4
AMA254582W	白	60	4

36 in x 46 in(91cm x 117cm)

型番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA364681B	青	30	8
AMA364681G	グレー	30	8
AMA364681W	白	30	8
AMA364682B	青	60	4
AMA364682G	グレー	60	4
AMA364682W	白	60	4

18 in x 46 in(46cm x 117cm)

型番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA184681B	青	30	8
AMA184681G	グレー	30	8
AMA184681W	白	30	8

24 in x 36 in(61cm x 91cm)

型番	色	レイヤー(枚)	入数
AMA243681B	青	30	8
AMA243682W	白	60	4

フレーム

型番	サイズ	対応マット サイズ	色	入数
FW1937	19" x 37" (48cmx94cm)	18" x 36" (46cmx91cm)	白	1
FW2646	26" x 46" (66cmx117cm)	25" x 45" (64cmx114cm)	白	1
FW3747	37" x 47" (94cmx119cm)	36" x 46" (91cmx117cm)	白	1



<http://www.texwipe.com>
Japan : jaden.kim@texwipe.com



<https://www.as-1.co.jp>

販売