



品番	型番	容量 (ml)	外径 (mm)	内径 (mm)	全高 (mm)	底面～注ぎ口の高さ(mm)	底面厚み (mm)	1目盛 (ml)	最大目盛 (ml)
1-8850-01	21 116 24 09	100	48	45	80	67	最大3	20	80
1-8850-02	21 116 29 06	150	54	50.6	95	81		20	120
1-8850-03	21 116 36 02	250	60	56	120	104		50	200
1-8850-04	21 116 48 04	600	80	76	150	132	最大3.3	100	500
1-8850-05	21 116 54 06	1000	95	90.6	180	162	最大3.6	100	900