




1-9046-01



番号	名称	数	備考
①	本体	1	PMMA (アクリル) 15 背底面:白 その他:透明
②	扉	1	PMMA (アクリル) 15 透明
③	グローブホルダー	2	PMMA (アクリル) 外径φ150×内径φ14
④	ガスコック	2	ニップル外径:φ11.4 接続ネジ径:T1/8
⑤	降圧安全弁	1	PMMA (アクリル)
⑥	扉丁番	3	SUS-304
⑦	扉パッチン	2	TL-241-1
⑧	ベースパッチン	1	SUS
⑨	ゴム脚	4	天然ゴム
⑩	バスボックス	1	PMMA (アクリル) 15 透明
⑪	バスボックス外扉	1	PMMA (アクリル) 15 透明
⑫	バスボックス扉丁番	4	SUS-304
⑬	バスボックス内扉	1	PMMA (アクリル) 15 透明