

# SOCOREX 社製ピペットスタンド 336/337/340

**SOCOREX**  
SWISS



## Twister universal pipette stand 336

### ユニバーサルピペットスタンド ツイスター

- スタンド本体が水平方向に 360 度回転するユニークなピペットスタンドです。
- 「クルッ」と回転させて、奥のピペットを正面に移動させると、楽に取り出せます。
- 最大 6 本のピペットが保管できます。
- ネック部の外径が  $\phi 21\text{mm}$  以下であれば、各社ピペットにもご使用頂けます。



「クルッ」と回転

## Universal pipette stand 337

### ユニバーサルピペットスタンド

- 省スペース設計のユニバーサルピペットスタンド。
- 最大 7 本のピペットが保管できます。
- ネック部の外径が  $\phi 21\text{mm}$  以下であれば、各社ピペットにもご使用頂けます。
- 耐久性に優れたポリアミド樹脂製ですので、お手入れも簡単です。



他社製ピペット保管例



# SOCOREX 社製ピペットスタンド 336/337/340



Static work station 340

## SOCOREX ピペットスタンド

- SOCOREX 社製 Acura®ピペット専用スタンド。
- 分注容量の大きいマクロピペットや、マルチチャンネルピペットのスタンドとしてご利用頂けます。
- キャピラリーピペット 846、ピペット型連続式分注器 865 用スタンドとしても最適です。
- 耐久性に優れたポリアミド樹脂製ですので、お手入れも簡単です。



キャピラリーピペット使用例

ピペット型連続式分注器使用例

### 仕様表

| 型番                              | カラー        | 保管数 | 入数 | サイズ                 |
|---------------------------------|------------|-----|----|---------------------|
| <b>ユニバーサルピペットスタンド ツイスター-336</b> |            |     |    |                     |
| 320.336W                        | ダイヤモンドホワイト | 6本  | 1台 | φ14.5×22cm 400g     |
| 320.336Q                        | クォーツグレー    |     |    |                     |
| 320.336B                        | サファイアブルー   |     |    |                     |
| 320.336G                        | エメラルドグリーン  |     |    |                     |
| 320.336Y                        | レモンイエロー    |     |    |                     |
| 320.336O                        | トパーズオレンジ   |     |    |                     |
| 320.336R                        | ルビーレッド     |     |    |                     |
| <b>ユニバーサルピペットスタンド 337</b>       |            |     |    |                     |
| 320.337G                        | ライトグレー     | 7本  | 1台 | 19.7×14×21.5cm 200g |
| 320.337R                        | ピンク        |     |    |                     |
| 320.337B                        | アイスブルー     |     |    |                     |
| 320.337M                        | ミントグリーン    |     |    |                     |
| 320.337Y                        | パニライエロー    |     |    |                     |
| <b>SOCOREX ピペットスタンド 340</b>     |            |     |    |                     |
| 320.340                         | ライトグレー     | 3本  | 1台 | φ14.5×28.5cm 400g   |



336

337

※注意  
ピペットは別売です。