

<システム構成例> Milli-Q® IQ7003 機器分析タイプ 一式



1-9461-52
E-POD® ZIQEP0D00
※オプション

1-9470-51 Milli-Q®IQ 7003 ZIQ7003T0C
(Q-POD® ZIQP0D000含む)

+

1-9470-61 Milli-Q® IQ 7003/05用スターターキット
機器分析タイプ ZIQ1SN0EA (初期消耗品)



1-9470-62
25Lタンク TANKA025



1-9470-53
タンク上部キット TANKT0PA1

<オプション品>

- ・ E-POD®リモートディスペンサー ZIQEP0D00 : 純水採水用のディスペンサー
(接続ケーブル ZFC0NN2SQ、Millipak® MPGP002A1 が別途必要です)
- ・ フットペダル ZMQSFTSA1 : ハンズフリー採水を行いたいときに
- ・ K4 リークレス架台(幅860×奥560×高1006mm) ZRJKSTDK4 : 漏水の拡大を防ぐドレインパン仕様、貯まった水は排水できる構造
- ・ 圧力安定弁 ZD10GAB07 : 装置への給水圧を安定させ、漏水リスクを軽減