


# デシケーター

1-961-01.02.04


## 外形寸法図



### AS樹脂の代表的物性

|                        | 標準グレード    |
|------------------------|-----------|
| 比重                     | 1.07      |
| 引張強さ (MPa)             | 80        |
| 引張伸び (%)               | 3         |
| 曲げ弾性率 (GPa)            | 0.38      |
| 衝撃強さ (アイゾット・ノッチ) (J/m) | 20        |
| 硬度 (ロックウエルM)           | 90        |
| 荷重たわみ温度 ( )            | 94        |
| 吸水率 (%)                | 0.2       |
| 成形収縮率 (%)              | 0.2 ~ 0.6 |

### AS樹脂・ABS樹脂の強度比較



### ジョイント枠形状 (材質:ABS)

