



















		pH測定(別売り)取付可										ETS-D5/D6、H70に取り付け								
		PT 1000.60	PT 1000.80	PT 100.70	PT 1000.70	PT 100.51	PT 1000.90	PT 100.53	PT 1000.50	PT 1000.51	ETS-D5	ETS-D6	H 62.51	H 66.51	H 66.53	H 70 延長ケーブル	H 67.60	H 67.61	H 68.55	
		0003516800	0004443000	002000440	0003736000	0002600300	0004480600	0004499700	0003377600	0003377700	0003378000	0003378100	0002735451	0002735551	0004499900	0002735600	0025006664	0025007920	0025007921	
		61-0006-22	-	63-8455-39	61-0006-45	1-1815-12	61-4947-35	61-4947-38	-	61-4947-37	1-5449-11	-	61-0005-59	61-0005-60	61-4948-45	61-0005-61	-	-	63-5535-41	
																				
材質		ステンレス	ステンレス	ステンレス	ガラスコーティング	ガラスコーティング	テフロンコーティング	テフロンコーティング	ステンレス	ステンレス	ステンレス H62.51が標準付属	ステンレス H62.51が標準付属	ステンレス	ガラスコーティング	テフロンコーティング	-	ステンレス	ステンレス	ステンレス	
センサー部の長さ(mm)		254	150	230	230	230	230	230	230	230	260	260	260	260	260	-	254	240	240	
センサー部の直径(mm)		3	3	3	7	8	3	3	3	8	3	3	3	6	3	-	3	6	6	
ケーブルの長さ(mm)		1050	1000	1000	1000	1500	1000	1500	1000	1000	350	350	-	-	-	1000	998	998	1500	
温度計測反応時間(秒)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	10	4	10	
NANOSTAR 7.5 digital	0025007173	4-2358-01																		
MICROSTAR 7.5 digital	0025006557	3-8002-04																		
MICROSTAR 7.5 control	0020103117	3-8002-11												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
MICROSTAR 15 digital	0025006558	3-8002-05																		
MICROSTAR 15 control	0020103118	3-8002-12												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
MICROSTAR 30 digital	0025006559	3-8002-06																		
MICROSTAR 30 control	0020103119	3-8002-13												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
MINISTAR 20 digital	0025006564	65-1919-62																		
MINISTAR 20 control	0025005587	63-1288-92												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
MINISTAR 40 digital	0025006572	65-1919-63																		
MINISTAR 40 control	0025005599	63-1288-93												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
MINISTAR 80 digital	0025006580	65-1919-64																		
MINISTAR 80 control	0025005612	63-1288-94												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
EUROSTAR 20 digital	0004442004	1-9943-22																		
EUROSTAR 40 digital	0004444004	1-9943-21																		
EUROSTAR 60 digital	0004446004	1-3150-31																		
EUROSTAR 60 control	0004440004	1-3150-42												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
EUROSTAR 100 digital	0004238104	1-7326-25																		
EUROSTAR 100 control	0004028504	1-7326-36												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
EUROSTAR 200 digital	0003990004	1-7326-21																		
EUROSTAR 200 control	0003992004	1-7326-33												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
EUROSTAR 400 digital	0025000753	63-5534-67																		
EUROSTAR 400 control	0025000760	63-5534-68												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
EUROSTAR 20 high speed digital	0004028604	1-9944-21																		
EUROSTAR 20 high speed control	0025001466	63-1825-88												H70に取り付け	H70に取り付け	H70に取り付け	◎	標準付属	◎	◎
EUROSTAR 100 P4 control	0025005138	64-9092-02																		
EUROSTAR 200 P4 control	0004090004	1-7326-34																		
RW 20 digital	0025003596	1-9945-01																		
RW 28 digital	0005040004	1-6608-11																		
RW 47 digital	0004050009 (50Hz)	61-4948-44																		
RW 47 digital	0004050010 (60Hz)	61-4948-43																		
Twister	0020027010	65-3738-68																		
Twister	0020027388	65-3738-69																		
Twister	0020027389	65-3738-70																		
Twister	0020027390	65-3738-71																		
RET control+visc	0005020004	1-1815-21			標準付属	◎		◎	◎	◎										
RET basic	0003622004	1-1816-01	標準付属	◎		◎		◎	◎		◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎				
IKA Plate (RCT digital)	0025004736	3-8000-01	標準付属	◎		◎		◎	◎		◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎				
RCT basic	0025006053	1-5448-01	標準付属	◎		◎		◎	◎		◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎				
RCT 5 digital	0020002706	3-8000-03	標準付属	◎		◎		◎	◎		◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎				
C-MAG HS 7 control	0020002696	3-8001-01	標準付属	◎		◎		◎	◎		◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎				
C-MAG HS 4 digital	0004240204	1-6607-21	標準付属	◎		◎		◎	◎		◎	◎								
C-MAG HS 7 digital	0003487004	1-6607-22	標準付属	◎		◎		◎	◎		◎	◎								
C-MAG HS 10 digital	0004240404	1-6607-23	標準付属	◎		◎		◎	◎		◎	◎								
C-MAG HS 4	0003581027	61-0006-24																		
C-MAG HS 7	0003581227	1-6607-11										◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎			
C-MAG HS 10	0003581427	1-6607-12										◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎			
RH digital	0005019804	1-9941-12										◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎			
RH basic	0005019704	1-9941-11										◎	◎	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	ETS-D5/D6、H70に取り付け	◎			