

■ねじ口瓶丸型白(デュラン<sup>®</sup>) 2-075-01~07, 09~11・2-076-01~12・2-077-01~12・2-035-01~11

■ねじ口キャップ特性

品名		青キャップ付き	赤キャップ付き	黒キャップ付き	透明キャップ付き
ねじ口 キャップ	材質	PP (ポリプロピレン)	GL-25・32/PBT樹脂、 GL-45/PF(フェノール樹脂)	PF (フェノール樹脂)	TPX樹脂
	耐熱	140°C(常圧)	180°C(常圧)		140°C(常圧)
パッキン	材質	—	PTFE張り	エスプレ <sup>※1</sup>	—
	耐熱	—	180°C(常圧)	150°C(常圧)	—
液切 リング	材質	PP (ポリプロピレン)	ETFE	—	
	耐熱	140°C(常圧)	180°C(常圧)	—	
ねじ口 瓶本体	材質	DURAN <sup>®</sup> 製(硼珪酸ガラス) <sup>※2</sup>			
	耐熱	耐熱ショック250°C			
用途	試薬保存容器に 適しています。	培養瓶等滅菌を 要する用途に向 きます。	滅菌瓶として広く 使用できます。	培養瓶等滅菌を 要する用途に向 きます。	

※1 エスプレンEPDMは住友化学工業(株)製・エチレンプロピレン系の合成ゴムで、  
パッキンは#301(白色配合)を使用しています。

※2 DURAN<sup>®</sup> は、独ショット社の登録商標です。