

検査成績書

品 名	送風定温恒温器	検査年月日	2014年12月3~4日
型 式	DNE810	製造番号	55700051

検査項目	規 格	結 果	判定
温度調節精度	±0.5℃以内 (at 210℃、無負荷)	±0.2℃	合
温度分布精度	±2.0℃以内 (at 210℃、無負荷)	±1.4℃	合
最高温度到達時間	45分以内 (環境温度→210℃、at 220℃)	34分	合
コントローラ機能	取扱説明書通りに異常なく動作する事	異常なし	合
安 全 装 置	異常なく動作する事	異常なし	合
電 流 値	11.5A ~ 14.3A	12.2A	合
ア ー ス 導 通	0.5Ω以下	0.1Ω	合
絶 縁 抵 抗	10MΩ以上	100MΩ以上	合
絶 縁 耐 圧	AC1500V 1分間印加にて漏れ電流 10mA 以下	規格内	合

1. 温度調節精度、温度分布精度： JTM 規格に準拠
2. 入力電源： 1φ AC200V 50Hz
3. 試験環境温度： 室温 15.5~20.4℃

使用計測器

ハイブリッドレコーダ	No. 1178	デジタルマルチメータ	No. 1297
K型熱電対	No. 2727	絶縁抵抗計	No. 627
クランプメータ	No. 1058	耐圧試験器	No. 1262

承認	検査
	