

■高圧蒸気滅菌器（ハイクレーブ）

2-2830-01, 02

■仕様

型番		HG-50LB	HG-80LB
圧力容器種類		小型圧力容器	
缶体材質		ステンレス(SUS304)	
設定内容	滅菌温度範囲(可変式)	105~135℃	105~132℃
	滅菌タイマー	1~300分・残時間表示方式	
	溶解温度範囲	60~100℃(可変式)	
	溶解タイマー	1~60分・残時間表示方式	
	保温温度範囲	45~60℃(可変式)	
	排気レベル	0~3の4段階(可変式)	
	ファン冷却	ON/OFF	
機能設定内容	予約タイマー	1~99時間後スタート時間設定方式	
	空気抜き時間(可変式)	3~9分(初期設定時間4分)	8~16分(初期設定時間8分)
	フタロック温度	液体・寒天・溶解コース/ 60~95℃(初期設定80℃)、 器具コース/ 60~97℃(初期設定97℃)	液体・寒天・溶解コース/ 60~95℃(初期設定65℃)、 器具コース/ 60~97℃(初期設定97℃)
選択コース		液体・寒天・溶解・器具コース(各コース3メモリーで任意設定可能)	
排気処理		水冷によるドレイン化処理	
排水ボトル(満水時)		2L内蔵式(満水時に表示ランプ点滅)	
安全弁動作圧力		0.26MPa	0.23MPa
温度計(0.1℃単位)		5.0~137.9℃	5.0~134.9℃
圧力計		デジタル/0~0.3MPa、アナログ/0~0.4MPa	
安全・警報装置		圧力安全弁・漏電及び過電流ブレーカー・空焚防止装置・エラー表示(空焚・温度センサー断線・過温・過冷・過圧・フタ/排気弁/ヒーター異常)	
電源		AC100V 2.0kW(20A)	単相AC200V 3.8kW(19A)
電源接続部形状		丸端子	
重量		約62kg	約73kg
付属品		金網カゴ×2個・排水ボトル×1本・スノコ×1枚・キャスターストッパー×2個	金網カゴ×3個・排水ボトル×1本・スノコ×1枚・キャスターストッパー×2個・設置サポート及び固定ネジ×2セット