

■アイビス®ピペットチップ(バルクパック) 2-3006-01~10

品番					2-3006-**
ピペットチップ					アイビス®ピペットチップ (バルクパック)
メーカー	品番	商品名	型番	容量(μl)	
ニチヨー	2-7415-01	マイクロピペット(Leシリーズ)	00-NLE-10	0.5~10	-
ニチヨー	2-7415-02	マイクロピペット(Leシリーズ)	00-NLE-20	2~20	-
ニチヨー	2-7415-03	マイクロピペット(Leシリーズ)	00-NLE-100	10~100	-
ニチヨー	2-7415-04	マイクロピペット(Leシリーズ)	00-NLE-200	20~200	-
ニチヨー	2-7415-05	マイクロピペット(Leシリーズ)	00-NLE-1000	100~1000	I-502B
ニチヨー	2-3026-27	ニチベット	NPX2-2	0.1~2.0	I-201C
ニチヨー	2-3026-21	ニチベット	NPX2-10	0.5~10	I-201C
ニチヨー	2-3026-22	ニチベット	NPX2-20	2~20	I-503Y I-703Y I-703C
ニチヨー	2-3026-23	ニチベット	NPX2-100	10~100	I-503Y I-703Y I-703C
ニチヨー	2-3026-24	ニチベット	NPX2-200	20~200	I-503Y I-703Y I-703C
ニチヨー	2-3026-25	ニチベット	NPX2-1000	100~1000	-
ニチヨー	2-3026-26	ニチベット	NPX2-5000	1000~5000	-
ニチヨー	2-3026-28	ニチベット	NPX2-10000	1000~10000	I-502B
エッペンドルフ	2-4632-11	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(ダークグレー)	0.1~2.5	I-201C
エッペンドルフ	2-4632-12	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(グレー)	0.5~10	I-201C
エッペンドルフ	2-4632-18	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(ライトグレー)	2~20	I-503Y I-703Y I-703C
エッペンドルフ	2-4632-13	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(イエロー)	2~20	I-503Y I-703Y I-703C
エッペンドルフ	2-4632-14	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(イエロー)	10~100	I-503Y I-703Y I-703C
エッペンドルフ	2-4632-15	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(イエロー)	20~200	I-503Y I-703Y I-703C
エッペンドルフ	2-4632-19	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(オレンジ)	30~300	-
エッペンドルフ	2-4632-16	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(ブルー)	100~1000	I-502B I-703Y I-703C
エッペンドルフ	2-4632-17	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(紫)	500~5000	-
エッペンドルフ	2-4632-20	マイクロピペット(リサーチプラスV・容量可変タイプ)	3120(ライトブルー)	1000~10000	-
エッペンドルフ	2-4636-21	マルチチャンネルピペット(リサーチプラスM)	3122	0.5~10	-
エッペンドルフ	2-4636-22	マルチチャンネルピペット(リサーチプラスM)	3122	10~100	I-503Y I-703Y I-703C
エッペンドルフ	2-4636-23	マルチチャンネルピペット(リサーチプラスM)	3122	30~300	-
エッペンドルフ	2-4636-24	マルチチャンネルピペット(リサーチプラスM)	3122	0.5~10	-
エッペンドルフ	2-4636-25	マルチチャンネルピペット(リサーチプラスM)	3122	10~100	I-503Y I-703Y I-703C
エッペンドルフ	2-4636-26	マルチチャンネルピペット(リサーチプラスM)	3122	30~300	-
エッペンドルフ	2-4634-11	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(ダークグレー)	0.1~2.5	I-201C
エッペンドルフ	2-4634-12	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(グレー)	0.5~10	I-201C
エッペンドルフ	2-4634-13	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(ライトグレー)	2~20	-
エッペンドルフ	2-4634-14	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(イエロー)	2~20	-
エッペンドルフ	2-4634-15	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(イエロー)	10~100	I-503Y
エッペンドルフ	2-4634-16	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(イエロー)	20~200	I-503Y
エッペンドルフ	2-4634-17	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(オレンジ)	30~300	-
エッペンドルフ	2-4634-18	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(ブルー)	100~1000	I-502B I-703Y I-703C I-5000C
エッペンドルフ	2-4634-19	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(レッド)	250~2500	-
エッペンドルフ	2-4634-20	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(紫)	500~5000	-
エッペンドルフ	2-4634-21	マイクロピペット(リファレンス・容量可変タイプ)	4920(ライトブルー)	1~10ml	-
ピペットマン	1-6855-01	ピペットマン	P-2	0.2~2.0	I-201C
ピペットマン	1-6855-02	ピペットマン	P-10	1.0~10	I-201C
ピペットマン	1-6855-03	ピペットマン	P-20	2.0~20	I-503Y I-703Y I-703C
ピペットマン	1-6855-04	ピペットマン	P-100	20~100	I-503Y I-703Y I-703C


■アイビス®ピペットチップ(バルクパック) 2-3006-01~10

品番					2-3006-**
ピペットチップ					アイビス®ピペットチップ (バルクパック)
メーカー	品番	商品名	型番	容量(μ l)	
ピペットマン	1-6855-05	ピペットマン	P-200	50~200	I-503Y I-703Y I-703C
ピペットマン	1-6855-06	ピペットマン	P-1000	200~1000	I-502B
ピペットマン	1-6855-07	ピペットマン	P-5000	1000~5000	-
ピペットマン	1-6855-08	ピペットマン	P-10ml	1000~10000	-


# 外形寸法図

(単位：mm)


<-01>




<-02>




<-03>



<-04>



<-05>




<-08>

準備中です。

<-09>

準備中です。

<-10>



<-11>

