

マイクロペットプラス チップ適合表

本体		ピペットチップ						
品番	容量(μL)	品番	商品名・型番	入数	フィルター付	容量(μL)		
2-3598-01 2-3598-02	0.1~2.5 0.5~10	2-5138-01	ピオラモピペットチップ 10μL パルク	1袋(1000本)		10		
		2-3006-01	アイビスピペットチップ I-201C	1ケース(1000本)		0.2~20		
		2-652-26	マイクロピペット用チップ BMT-UT	1000本		0.1~10		
		2-652-21	マイクロピペット用チップ BMT-SS	1000本		0.5~10		
		2-652-29	ディスポーサブルチップ BMT-SSR	960本(96本/ラック×10ラック)		0.5~10		
		2-652-28	ディスポーサブルチップ BMT-UTR	960本(96本/ラック×10ラック)		0.1~10		
		1-8297-01	フィルター付クリーンチップ CT-UT	1000本		*	0.1~10	
		1-8297-02	フィルター付クリーンチップ CT-SS	1000本		*	0.5~10	
		1-8308-01	フィルター付クリーンチップ CT-UTR	960本(96本/ラック×10ラック)		*	0.1~10	
		1-8308-02	フィルター付クリーンチップ CT-SSR	960本(96本/ラック×10ラック)		*	0.5~10	
2-3598-03	2~20	2-5138-02	ピオラモピペットチップ 200μL パルク	1袋(1000本)		200		
		2-3006-02	アイビスピペットチップ I-503Y	1ケース(1000本)		1~200		
		2-3006-04	アイビスピペットチップ I-703Y	1ケース(1000本)		1~200		
		2-3006-05	アイビスピペットチップ I-703C	1ケース(1000本)		1~200		
		2-3006-10	アイビスピペットチップ IN110505C	1ケース(1000本)		1~300		
		2-5063-02	フレンドチップ F-SG	1袋(1000本)		2~200		
		2-5063-05	フレンドチップ F-SGR	1ケース(96本/ボックス×10ボックス)		2~200		
		2-652-35	ディスポーサブルチップ パルク BMT-SG	1000本		2~200		
		2-652-30	ディスポーサブルチップ BMT-SGR	960本(96本/ラック×10ラック)		2~200		
		1-8297-03	フィルター付クリーンチップ CT-SG	1000本		*	2~20	
		1-8308-03	フィルター付クリーンチップ CT-SGR	960本(96本/ラック×10ラック)		*	2~20	
		2-5138-02	ピオラモピペットチップ 200μL パルク	1袋(1000本)		200		
		2-3598-04	5~50	2-3006-02	アイビスピペットチップ I-503Y	1ケース(1000本)		1~200
2-3006-04	アイビスピペットチップ I-703Y			1ケース(1000本)		1~200		
2-3006-05	アイビスピペットチップ I-703C			1ケース(1000本)		1~200		
2-3006-10	アイビスピペットチップ IN110505C			1ケース(1000本)		1~300		
2-5063-01	フレンドチップ F-SE			1袋(1000本)		2~200		
2-5063-02	フレンドチップ F-SG			1袋(1000本)		2~200		
2-5063-04	フレンドチップ F-SER			1ケース(96本/ボックス×10ボックス)		2~200		
2-5063-05	フレンドチップ F-SGR			1ケース(96本/ボックス×10ボックス)		2~200		
2-652-22	マイクロピペット用チップ BMT-SE			1000本		2~200		
2-652-35	ディスポーサブルチップ パルク BMT-SG			1000本		2~200		
2-652-31	ディスポーサブルチップ BMT-SER			960本(96本/ラック×10ラック)		2~200		
2-652-30	ディスポーサブルチップ BMT-SGR			960本(96本/ラック×10ラック)		2~200		
1-8297-04	フィルター付クリーンチップ CT-SE			1000本		*	10~100	
1-8308-04	フィルター付クリーンチップ CT-SER			960本(96本/ラック×10ラック)		*	10~100	
2-3598-05	10~100			2-5138-02	ピオラモピペットチップ 200μL パルク	1袋(1000本)		200
				2-3006-02	アイビスピペットチップ I-503Y	1ケース(1000本)		1~200
				2-3006-10	アイビスピペットチップ IN110505C	1ケース(1000本)		1~300
		2-5063-01	フレンドチップ F-SE	1袋(1000本)		2~200		
		2-5063-02	フレンドチップ F-SG	1袋(1000本)		2~200		
		2-5063-04	フレンドチップ F-SER	1ケース(96本/ボックス×10ボックス)		2~200		
		2-5063-05	フレンドチップ F-SGR	1ケース(96本/ボックス×10ボックス)		2~200		
		2-652-22	マイクロピペット用チップ BMT-SE	1000本		2~200		
		2-652-35	ディスポーサブルチップ パルク BMT-SG	1000本		2~200		
		2-652-31	ディスポーサブルチップ BMT-SER	960本(96本/ラック×10ラック)		2~200		
		2-652-30	ディスポーサブルチップ BMT-SGR	960本(96本/ラック×10ラック)		2~200		
		1-8297-04	フィルター付クリーンチップ CT-SE	1000本		*	10~100	
		1-8308-04	フィルター付クリーンチップ CT-SER	960本(96本/ラック×10ラック)		*	10~100	
		2-3598-06	20~200	2-5138-02	ピオラモピペットチップ 200μL パルク	1袋(1000本)		200
				2-5063-01	フレンドチップ F-SE	1袋(1000本)		2~200
				2-5063-02	フレンドチップ F-SG	1袋(1000本)		2~200
				2-5063-04	フレンドチップ F-SER	1ケース(96本/ボックス×10ボックス)		2~200
2-5063-05	フレンドチップ F-SGR			1ケース(96本/ボックス×10ボックス)		2~200		
2-652-22	マイクロピペット用チップ BMT-SE			1000本		2~200		
2-652-35	ディスポーサブルチップ パルク BMT-SG			1000本		2~200		
2-652-31	ディスポーサブルチップ BMT-SER			960本(96本/ラック×10ラック)		2~200		
2-652-30	ディスポーサブルチップ BMT-SGR			960本(96本/ラック×10ラック)		2~200		
1-8297-05	フィルター付クリーンチップ CT-AG			1000本		*	20~200	
1-8308-05	フィルター付クリーンチップ CT-AGR			960本(96本/ラック×10ラック)		*	20~200	
2-3598-07	50~200			2-5138-02	ピオラモピペットチップ 200μL パルク	1袋(1000本)		200
				2-3006-02	アイビスピペットチップ I-503Y	1ケース(1000本)		1~200
				2-3006-10	アイビスピペットチップ IN110505C	1ケース(1000本)		1~300
				2-5063-01	フレンドチップ F-SE	1袋(1000本)		2~200
				2-5063-04	フレンドチップ F-SER	1ケース(96本/ボックス×10ボックス)		2~200
				2-652-22	マイクロピペット用チップ BMT-SE	1000本		2~200
		2-652-31	ディスポーサブルチップ BMT-SER	960本(96本/ラック×10ラック)		2~200		
		1-8297-05	フィルター付クリーンチップ CT-AG	1000本		*	20~200	
		1-8308-05	フィルター付クリーンチップ CT-AGR	960本(96本/ラック×10ラック)		*	20~200	
		2-3598-08	100~1000	2-5138-03	ピオラモピペットチップ 1000μL パルク	1袋(1000本)		1000
2-5063-03	フレンドチップ F-L			1袋(1000本)		100~1000		
2-5063-06	フレンドチップ F-LR			1ケース(100本/ボックス×10ボックス)		100~1000		
2-652-23	マイクロピペット用チップ BMT-L			1000本		100~1000		
2-652-43	プレミアムチップ 00-BMT2-LER			960本(96本/ラック×10ラック)		100~1000		
1-8297-06	フィルター付クリーンチップ CT-L			1000本		*	100~1000	
1-8308-16	プレミアムフィルターチップ 00-BMT2-FLE			960本(96本/ラック×10ラック)		*	100~1000	
6-8672-12	ピペットチップ 1045-965			576本(96本/ラック×6ラック)			100~1250	
2-3598-09	200~1000			2-5138-03	ピオラモピペットチップ 1000μL パルク	1袋(1000本)		1000
				2-3006-03	アイビスピペットチップ I-502B	1ケース(500本/袋×2袋)		100~1000
		2-5063-03	フレンドチップ F-L	1袋(1000本)		100~1000		
		2-5063-06	フレンドチップ F-LR	1ケース(100本/ボックス×10ボックス)		100~1000		
		2-652-23	マイクロピペット用チップ BMT-L	1000本		100~1000		
		2-652-43	プレミアムチップ 00-BMT2-LER	960本(96本/ラック×10ラック)		100~1000		
		1-8297-06	フィルター付クリーンチップ CT-L	1000本		*	100~1000	
		1-8308-16	プレミアムフィルターチップ 00-BMT2-FLE	960本(96本/ラック×10ラック)		*	100~1000	
		6-8672-12	ピペットチップ 1045-965	576本(96本/ラック×6ラック)			100~1250	
		2-3598-10	1000~5000	2-3006-09	アイビスピペットチップ I-5000C	1袋(300本入)		1000~5000
2-4969-01	ピペットチップマクロ 5mL 4421-00			1ケース(250本/袋×10袋)		1000~5000		
2-4969-02	ピペットチップマクロ 5mL 4421-SO			1ケース(50本/ラック×10ラック)		1000~5000		
2-4969-03	ピペットチップマクロ 5mL 4421-SF			1ケース(50本/ラック×10ラック)		1000~5000		
						*	1000~5000	