


ビオラモディスポピペット (1-2247-**, 2-4131-**, 2-4132-**)

70%エタノールでのふき取り後も 目盛印字は鮮明な状態を維持しました


エタノールを含ませたキムワイプで、目盛部分を30往復（30秒）ふき取り

ふき取り前



目盛部分を拡大

ふき取り後




目盛部分を拡大

ビオラモディスポピペットⅡ (2-5237-**, 2-5238-**)

70%エタノールでのふき取り後も 目盛印字は鮮明な状態を維持しました

エタノールを含ませたキムワイプで、目盛部分を30往復（30秒）ふき取り

ふき取り前



ふき取り後




ビオラモディスポピペットα (4-6769-**)

70%エタノールでのふき取り後も 目盛印字は鮮明な状態を維持しました

エタノールを含ませたキムワイプで、目盛部分を30往復（30秒）ふき取り

ふき取り前



ふき取り後

