

ビオラモディスプレイピペットシリーズ

溶剤耐性試験結果

溶液	ビオラモ ディスプレイピペット 1-2247-**, 2-4131-**, 2-4132-**	ビオラモ ディスプレイピペットⅡ 2-5237-**, 2-5238-**	ビオラモ ディスプレイピペットα 4-6769-**
培地 (DMEM)	○	○	○
PBS	○	○	○
70% エタノール	○	○	○
蒸留水	○	○	○
アセトン (99.5%)	×	×	×
トルエン (99%)	×	×	×

○：吸引状態で保持可能 ×：先端部に変化あり

※本結果は単回測定による参考値であり、性能を保証するものではありません。
ご使用の前に吸引したい試薬にて、お試しくださいことをお勧めいたします。